

PHILIPS

Bretella di fissaggio

Wisp

Grande

HH1006



Bretella di fissaggio a scatto di facile regolazione


Cinghia trasversale elastica con supporto per tubo integrato, autoregolante per una migliore vestibilità

Design

- Vestibilità confortevole e personalizzata

In evidenza

Regolazione facile



Cinghia superiore autoregolante con anello di supporto per tubo

Specifiche

Specifiche

Materiale bretelle di fissaggio: UBL/schiuma

di uretano/nylon/lycra/nylon termoplastico

Istruzioni per la pulizia: bretelle di fissaggio,

tubo: Lavare a mano con un detergente

delicato. Sciacquare accuratamente,

appendere e lasciare asciugare

Design

Comfort: Autoregolazione

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

