

PHILIPS

Luftfuktare för
System One

System One

inklusive en vattenkammare

HH1435



Fler av dina favoritfunktioner

Denna monterbara luftfuktare som är lätt att använda och hantera, avger fukt till inandningsluften för att öka komforten

Komfort genom optimering av luftfuktighetsnivåer

- Luftfuktningsoptimering

Dry Box-teknik

- Dry Box-teknik

Användarvänlig design

- Toppmonterat slangutlopp

Funktioner

Dry Box-teknik

Isolerar vatten från enheten med enkel åtkomst till vattenkammaren

Luftfuktningsoptimering

Avläser luften i rummet och din utandningsluft för att justera luftfuktigheten

Toppmonterat slangutlopp

Svängbar anslutning som kan roteras 180 grader för fri rörlighet

Specifikationer

Design

Löstagbar luftfuktare: Går att ta isär vid resa
Luftfuktare och vattenkammare: Förbättrad komfort

Toppmonterat slangutlopp: Kan roteras 180° för fri rörlighet

Värmeplatta

Maximal temperatur: 75 °C

Fysiska specifikationer

Mått: 18 cm L x 14 cm B x 10 cm H

Vikt: 0,89 kg

Vattenkapacitet

Rekommenderad vattennivå: 325 ml

Service

Garanti: 2 years

