

PHILIPS

Masque à contact
minimal

DreamWear

Pack

et 4 tailles de coussin

3 tailles de conduit

HH1121



Conçu pour oublier que vous portez un masque*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear *Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2015

Champ de vision dégagé

- Absence de cale frontale

Conception innovante

- Connexion du circuit d'air située au sommet de la tête
- Coussin positionné sous le nez
- Masque de confort dans le traitement par PPC
- Conception modulable à 4 éléments

Conception confortable

- Harnais fin fin et souple
- Manchons en tissu doux (en option)
- Armature souple et douce


Points forts

Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit, pour dormir dans sa position préférée.

Conception modulaire à 4 éléments



Conception modulaire pour un assemblage et un nettoyage rapides, avec coussins interchangeables disponibles dans quatre tailles.

Harnais fin et souple




Le masque DreamWear allie confort et esthétique sur le visage : souplesse, légèreté, et discrétion.

Manchons en tissu doux (en option)



Adoucit le contact avec vos joues

Armature souple et douce



Confort du conduit souple en silicone, et circulation de l'air possible par les 2 côtés.

Masque de confort dans le traitement par PPC




DreamWear s'adapte à votre vie • Prévention des marques sur le visage au réveil • Liberté de mouvement dans le lit • Champ de vision dégagé pour lire ou regarder la télévision avec ses lunettes

Coussin positionné sous le nez



Conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau des narines ou de l'arête nasale.

Champ de vision dégagée



Vous pouvez porter vos lunettes, lire, regarder la télévision, utiliser un ordinateur ou une tablette, en toute simplicité, avant de vous endormir.

Caractéristiques

Conception innovante

Champ de vision dégagé: Wear glasses, read or watch TV

Spécificités

Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH2O

Niveau de pression acoustique: 18 dBA

Nombre d'éléments: Cinq

Matériau du coussin: Silicone

Matériau du harnais: Mousse

d'uréthane/nylon/Spandex

Matériau du conduit: Polycarbonate

Instructions de nettoyage : masque: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Nettoyage : harnais, circuit: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Matériau du conduit/du coude/du système de pivotement: Polycarbonate

Matériau des manchons en tissu:

Polyester/Spandex

Confort

Coussin positionné sous le nez: Prevents red marks in nostrils

Utilisation prévue

À utiliser sur des patients <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Entretien

Garantie: 90-days



* Source : étude menée par Philips auprès des utilisateurs en 2015

* En France, l'objet du remboursement par le Régime de l'Assurance Maladie concerne une prestation complète. L'achat seul d'un produit n'est pas remboursé. La prestation complète prise en charge pour le traitement par PPC comprend la fourniture du matériel (PPC, masque) ainsi que les prestations techniques et administratives associées.

* DreamWisp et Wisp masques nasaux à contact minimal, Amara View masque naso-buccal à contact minimal, et DreamWear gamme de masques à contact minimal, sont des masques fabriqués par Philips et destinés à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ces dispositifs de classe IIa sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Date de mise à jour : 01/10/2019.