

# PHILIPS

## Arnés

### Wisp

Tamaño reducido

HH1026



## Arnés de acoplamiento sencillo para facilitar el ajuste

Tira elástica con soporte integrado para el tubo que se ajusta automáticamente para mayor comodidad. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

### Clips magnéticos

- Los clips para arnés y la almohadilla de la mascarilla contienen imanes

### Diseño


- Ajuste cómodo y personalizado

## Destacados

### Clips magnéticos

Póngase en contacto con un profesional de la salud antes de utilizar esta mascarilla. Algunos dispositivos médicos pueden verse afectados por los campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta mascarilla se deben mantener a al menos 50 mm (2 pulgadas) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, especialmente en el caso de dispositivos implantados como marcapasos, desfibriladores o implantes cocleares. Para obtener más información, lea las instrucciones de uso incluidas en el paquete.

### Fácil de ajustar



Correa superior autoajustable con conexión para soporte del tubo

## Especificaciones

### Servicios

Garantía: 90-days

### Diseño

Comodidad: Self-adjusting

### Especificaciones

**Material del arnés:** UBL/espuma de uretano/nailon/lycra/nailon termoplástico

**Limpieza: arnés, tubo:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

