

# PHILIPS

## Nesemaske

### DreamWisp

Slanger for plassering øverst på hodet

Pute for automatisk forsegling

Hodestopp som er enkel å feste

Ekstra stor pute, med ramme

HH1144/04



## Sove komfortabelt i hver sving

DreamWisp ble utformet for å hjelpe deg med å sove komfortabelt med hver sving. Ved å kombinere DreamWears rørdesign som skal sitte øverst på hodet, med Wisps nesepute med minimal kontakt, gir DreamWisp deg frihet til å sove i enhver posisjon hele natten.

#### Minimalt antall deler

- En ønsket tilpasning med minimalt antall deler
- Enkel å feste, enkel å justere

#### Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

#### Uhindret synsfelt

- Les, se på TV eller bruk briller

#### Bevegelsesfrihet

- Sov i enhver posisjon

#### Behagelig og enkel å bruke

- Puten med komfort og trygghet

# Høydepunkter

## Magnetiske klemmer


Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

## Sov i enhver posisjon



Med sin revolusjonerende maskedesign som sitter øverst på hodet, gir DreamWisp større bevegelsesfrihet ved å holde slangene unna. Du kan endre sovestillinger gjennom hele natten, enten du vil ligge på siden, på ryggen eller på magen. Brukere uttalte at de var fornøyd med hvor godt masken holdt seg på plass mens de sov.

## Utformet med minimalt antall deler



Hodestroppen til DreamWisp er utformet for å fungere med eksepsjonell komfort. Den firepunkts hodestroppen er utformet for å gi stabilitet med færre deler, mens den myke, lette rammen også fungerer som DreamWisps luftstrømkanal. Dette betyr at færre komponenter kommer i kontakt med deg mens du sover, slik at du får behagelig terapi hver natt og hele natten gjennom.

## Magnetiske klemmer




Hjelper deg med å opprettholde søvnbehandlingen ved å gjøre det så praktisk som mulig. DreamWisp har magnetiske klips som er raske og enkle å sette på eller ta av. Dette gjør det enkelt å ta masken på eller av når som helst. Brukere uttalte at de er mest fornøyd med hvor lett det er å bruke DreamWisp-masken.

## Wisp-puten



DreamWisp kombinerer ytelsen til en nesemaske med en minimalt invasiv design, en eksepsjonell tetning og komforten til Wisps puteteknologi. Pasienter er mer fornøyd med hvor godt masken opprettholder en tetning under bruk.

## Uhindret synsfelt



Den unike slangeutformingen som sitter øverst på hodet, gir deg et klart synsfelt. Med DreamWisp kan du lese, surfe på Internett eller se på TV mens du gjør deg klar til å sove.

# Spesifikasjoner

## Produktdetaljer

**Materialer:** Silikon  
**Materialer:** Polykarbonat  
**Materialer:** Polyuretanskum  
**Materialer:** Nylon  
**Materialer:** Spandex  
**Materialer:** Polyester  
**Materialer:** Magnet (Acetal)  
**Garanti:** 90 dager  
**Operating pressure:** 4–30 cmH<sub>2</sub>O  
**Sound level:** 18,7 dbA

## Erstatning

**Inspect for daily wear:** Bytt ved første tegn til slitasje

## Tiltenkt bruk

To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg): som har fått foreskrevet CPAP-behandling

## Advarsel: Magnetisk interferens

**Beware with pacemakers:** Les brukerhåndbøkene før bruk

## Kalibreringsdata

**Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel:** Skyll grundig, heng til tork eller lufttørk

