

# PHILIPS

## Næsemaske

### Pico

Pakke

med ekstra stor pudestørrelse

HH1032



## Øget ydeevne

En virkelig pæn næsemaske, der har minimal kontakt med ansigtet og tilbyder enkelhed, komfort og forsegling.

### Kompakt design

- Pico sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne\*
- Den letteste og mindste traditionelle næsemaske \*

### Ydeevne og komfort

- Giver mulighed for hurtig og nem tilpasning og justering

## Vigtigste nyheder

### Kompakt design, der giver en naturlig pasform




"Næsetips"-puden er designet til at sidde under din næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, alt i mens den danner en uovertruffen forsegling. \*Arkivdata, Intern markedsføringsundersøgelse 2013

### Minimalistisk design, uovertruffen forsegling



Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at bruge og rengøre.

### Den letteste og mindste valgmulighed



Pico har minimal kontakt til ansigtet, hvilket giver dig friheden til at se TV eller læse mens du har den på. \*Arkivdata, Intern markedsføringsundersøgelse 2013

## Specifikationer

### Specifikationer

Driftstryk: 4 – 20 cmH<sub>2</sub>O

Lydtryksniveau: 19 dBA

Antal dele: Fem

Pudemateriale: Silikone/polykarbonat

Hovedtøjsmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra

Rengøringsinstruktioner: **maske:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Rengøring: hovedtøj, slanger:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

**Ramme-/knæstykke-/drejeledsmateriale:**

Polykarbonat

**Gribespænders materiale:** Termoplastisk polyester-elastomer

### Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

### Let og lille

**Nem tilpasning og justering:** Støjsvag udånding

### Ydre æske

GTIN: 20075020087878

### Service

Garanti: 90-days

### Andet

GTIN: 50075020099155

