

PHILIPS

IPL - långvarig
hårborttagning

Lumea Prestige

Hårfri hud i upp till 8 veckor

Undvik stickig utväxt och
irriterad hud

Stort behandlingsfönster 4 cm²

Med filter för ansikte och
bikiniinje

SC2009/00



Len och hårfri hud i upp till 8 veckor!*

Philips Lumea IPL Prestige är en sladdlös, snabb och effektiv IPL-modell för dig som vill ta bort oönskad hårväxt på kroppen samt i ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reducerar hårväxten upp till 75 % redan efter 4 behandlingar. För långvarigt resultat bör behandlingen upprepas var fjärde till var åttonde vecka. Denna modell har ett extra tillbehör som är speciellt anpassat för behandling på oönskad hårväxt i ansiktet, samt ett extra effektivt filter för behandling av bikiniområdet.

Varaktig hårborttagning med IPL-teknologi

- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning
- Anpassad för säker och effektiv användning hemma
- Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper

Skonsam och effektiv på kroppen, ansiktet och bikiniområdet

- Säker och effektiv även på känsliga områden
- Ansiktstillbehör för säker ansiktsbehandling
- Stort behandlingsfönster för snabb behandling
- Tillbehör för särskild behandling av hår i bikiniområdet
- Skonsam behandling

Maximal frihet, minimalt krångel

- Sladdlös bekvämlighet
- Inga reservdelar, inga dolda kostnader
- Fem justerbara ljusenergiinställningar


Funktioner

IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) och har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 frivilliga.

Len hud varje dag



Philips Lumea avger lätta ljuspulser mot hårrötterna. Detta leder till att mängden hår som växer på kroppen gradvis minskar. Upprepa behandlingen för att göra din hud vackert hårfri och silkeslent slät.

Effektivt utan ansträngning

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan bero på hur snabb

din naturliga hårväxt är. – Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den här sidan.

Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka och polisonger) och kroppsdelar, inklusive ben, underarmar, bikinilinje, mage och armar.

Snabb behandling på ben



Stort behandlingsfönster för snabb behandling på större områden, till exempel benen.

Extra säkerhet för ansiktet



Ansiktstillbehör har sitt eget specialutformade inbyggda ljusfilter för säker och bekväm användning på överläppen, hakan och polisongerna. Det kan även användas på andra känsliga områden på kroppen, till exempel armhålor och andra svåråtkomliga ställen.

Tillbehör för bikiniområdet



Tillbehör för bikiniområdet för effektiv behandling av hår i bikinilinjerna. Hår i det här området blir normalt kraftigare och tjockare än hår på benen.

Skonsam behandling



Skonsam mot huden.

Specifikationer

Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Armar, Ben, Mage, Bikini, Under armarna

Områden i ansiktet: Haka, Polisooger, Överläpp

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För bekväm behandling

Användning med eller utan sladd: Trådlös

Tryck och skicka ljuspuls: För behandling på kurviga områden

Effekt

Laddningstid: 100 min.

Spänning: 100–240 V

Körtid: Minimum 370 ljussignaler

Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Producerar $>250\,000$ ljuspulser

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm²): För användning nedanför halsen

Tillbehör för bikiniområdet (2 cm²): Särskild

behandling hår i bikinilinjén

Ansiktstillbehör (2 cm²): För säker användning på ansiktet

Service

Garanti: 2 års global garanti

Artiklar som ingår

Laddare: Flerspänningsladdare

Bruksanvisning: Användarhandbok

Förvaring: Lyxigt fodral

Tillbehör: Rengöringsduk

Appliceringstid

Underben: 8 min

Armhåla: 1 min

Bikinilinjé: 1 min

Områden i ansiktet: 1 min

