

PHILIPS

Armazón

Nuance Pro

Gel

HH1108



Una nueva alternativa para mejorar el sueño

El armazón acolchado con gel proporciona mayor estabilidad durante la noche. Este armazón con arnés no deslizante sujeta la mascarilla y reduce la necesidad de reajustes. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Variedad de armazones para más comodidad y menos marcas rojas

- Reduce la necesidad de reajustes

Destacados

Armazón acolchado con gel

Nuance se ha diseñado para dar una sensación más familiar y cómoda.

Especificaciones

Especificaciones

Material del armazón: Elastómero de poliéster termoplástico

Material de la almohadilla del armazón: Gel de uretano

Diseño

Variedad de armazones: Armazón acolchado con gel

No se mueve: Reduce la necesidad de reajustes

Servicios

Garantía: 90 días

