

PHILIPS

Huvudband

Nuance Pro

Tyg

Standardstorlek

HH1107



Ett nytt val för bättre sömn

Innovativt huvudband som inte glider av och som utformats för att sitta på plats när du sover

Bättre stabilitet

- Sitter på plats när du sover.

Funktioner

Huvudband som inte glider av

Nuance har utformats för att ge en behagligare och mer välbekant känsla.

Specifikationer

Specifikationer

Huvudbandsmaterial: Nylon

UBL/uretanskum/lycra

Rengöring av huvudband: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

Design

Sitter på plats: Lätt, Huvudband som inte glider av

Service

Garanti: 90 dagar

