

PHILIPS

Pääremmit

Wisp

L-koko

HH1006



Pääremmien napsautuskiinnitys helpottaa säätämistä

Joustava päälakiremmi ja kiinteä letkunpidike. Itsesäätyvä remmiosa istuu luontevasti

Muotoilu

- Istuu yksilöllisen mukavasti

Kohokohdat

Helppo säätää



Itsesäätävä yläremmi, jossa on letkun pidikkeenä toimiva silmukka

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Pääremmin materiaali:

UBL/uretaanivaaho/nailon/elastaani/termoplastinen nailon

Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan

Muotoilu

Mukavuus: Itsesäätävä

Huolto

Takuu: 90 päivää

