

# PHILIPS

Heldekkende  
ansiktsmaske

Amara View

Enkeltpakke

Stor pute

m/hodestropp

HH1223



## Gled deg over visningen

Med den nyskapende utformingen som går under nesene, hindrer ikke Amara View synsfeltet, og du unngår røde merker, ubehag og irritasjon over neseryggen

### **Nyskapende utforming som går under nesene**

- Komfort og ytelse

### **Uhindret synsfelt, slik at du kan bruke briller og lese**

- Bredest synsfelt blant de ledende heldekkende ansiktsmaskene

### **Det minste og letteste alternativet**

- Dekker ansiktet i mindre grad enn noen andre ledende heldekkende ansiktsmasker


# Høydepunkter

## Minst og lettest alternativ



Amara View er mindre\* og lettere\*\* enn tradisjonelle heldekkende ansiktsmasker. Den dekker derfor mindre av ansiktet enn tilsvarende masker, samtidig som du slipper den klumpete puten og bøylene foran øynene. \* Intern testing: data på fil \*\* Gjelder ikke Amara View-røret med hurtigkobling

## Nyskapende utforming



Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon på neseryggen

## Uhindret synsfelt



Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.

# Spesifikasjoner

## Service

Garanti: 90-days

## Utforming

Stille ekshalasjon: Dreibart 360°-graders vinkelrør

## Design

Hodestropp: Enkel justering

## Innovative design

Bredt synsfelt: Bruk briller, les eller se på TV

## Under-the-nose design

Komfort og ytelse: Forhindrer røde merker

## Specifications

Sound pressure level: 24,2 DBA

Materiale i hodedelklemmer/rør: Termoplast polyester elastomer

Materiale i hurtigkoblingsfunksjonen:

Polyoksymetylen (acetal)

Frame/Elbow/Swivel material: Polykarbonat

Driftstrykk: 4–20 cmH2O

## Beskrivelser

N° of parts: Fire

Cushion material: Flytende silikongummi (LSR)

Headgear material: Polyuretan, nylon-Lycra

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

## Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP prescription

## Contraindications:

svekket hosterefleks: svekket kardial sfinkter

Nylig øyeoperasjon, tørre øyne, hiatal brokk, kraftig refluks

