

PHILIPS

Näsmask

Pico

Förpackning

med kudde i storlek Extra large

HH1032



Prestanda med mervärde

En genuint tilltalande traditionell näsmask med minimal hudkontakt mot ansiktet som är enkel, bekväm och har utmärkt tätning.

Kompakt design

- Pico sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna*
- Den lättaste och minsta traditionella näsmasken*

Prestanda och komfort

- Ger snabb och enkel anpassning och justering

Funktioner

Kompakt design för en naturlig passform




Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen tätning. *Data på fil, intern marknadsundersökning 2013

Minimal design, överlägsen tätning



Designen och huvudbandets klämmor gör användningen och rengöringen enklare.

Det lättaste och minsta alternativet



Pico är en näsmask med minimal hudkontakt mot ansiktet vilket gör det möjligt att titta på tv eller läsa medan du har den på dig. *Data på fil, intern marknadsföringsenkät 2013

Specifikationer

Drifttryck: 4–20 cm H₂O

Ljudtrycksnivå: 19 dBA

Antal delar: Fem

Kudde, material: Silikon/polykarbonat

Huvudbandsmaterial:

UBL/uretanskum/nylon/lycra

Rengöringsinstruktioner: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Ram/knärör/svivel, material: Polykarbonat

Talon-klämmor, material: Termoplastisk polyesterelastomer

Avsedd användning

För patienter <gt;/>30 kg: with CPAP prescription

Lätt och liten

Enkel att ta på och justera: Tyst utandning

Consumer Trade Item

GTIN: 00606959008953

Country of origin: CN

Harmonized system code: 90189084

Ytterförpackning

GTIN: 20075020087878

Service

Garanti: 90-days

