

PHILIPS

Arnés

Amara View

Estándar

HH1230



Disfruta de las vistas

Comodidad y rapidez para el paciente. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Fácil de usar

- Comodidad y rendimiento

Destacados

Un diseño innovador



Un armazón modular para todos los tamaños de almohadilla

Especificaciones

Un diseño innovador

Comodidad y rendimiento: Correas de material suave

Especificaciones

Material del arnés: Poliuretano, nailon-licra

Limpieza del arnés: Lavar a mano con detergente suave, Enjuagar en profundidad, colgar para secar

Servicios

Garantía: 90 días

