

PHILIPS

 Product Picture

Mascarilla nasal

DreamWisp

Tubo por encima de la cabeza

Almohadilla con autosellado

Arnés fácil de colocar

Almohadilla petite, armazón
mediano

HH1143/00

Podrá dormir cómodamente en cualquier posición

DreamWisp se ha diseñado para ayudarle a dormir cómodamente sin importar las vueltas que dé. Con la conjunción del diseño de tubo por encima de la cabeza de DreamWear con la almohadilla nasal de mínimo contacto de Wisp, DreamWisp le brinda la libertad de dormir en cualquier posición durante toda la noche. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

Pocas piezas

- Un ajuste perfecto con pocas piezas
- Fácil de colocar, simple de ajustar

Clips magnéticos

- Los clips para arnés y la almohadilla de la mascarilla contienen imanes

Campo de visión abierto

- Leer, ver la televisión o llevar gafas

Libertad de movimientos

- Le permite dormir en cualquier posición

Comodidad y facilidad de uso

- Almohadilla cómoda y fiable

Especificaciones

Detalles del producto

Materiales: Silicona

Materiales: Policarbonato

Materiales: Espuma de poliuretano

Materiales: Nylon

Materiales: Spandex

Materiales: Poliéster

Materiales: Imán (acetálico)

Garantía: 90 días

Presión de funcionamiento: 4 - 30 cmH₂O

Nivel de sonido: 18,7 dBA

Sustitución

Inspeccionar para uso diario: Sustituir al primer signo de desgaste

Finalidad de uso

Para pacientes <gt/> 30 kg (66 lbs): a quienes se haya prescrito terapia de CPAP

Advertencia: interferencias magnéticas

Tenga cuidado con los marcapasos: Lea las instrucciones de uso antes de su uso.

Datos de calibración

Lavar a mano con detergente suave: Enjuagar en profundidad, colgar o secar al aire

