

PHILIPS

Bretelle di fissaggio

Amara View

Standard

HH1230



Goditi la vista

Maschera facciale totale comoda, efficace e con un campo visivo aperto

Semplicità d'uso

- Comfort e prestazioni

In evidenza

Design innovativo



Una struttura di sostegno modulare per tutte le misure di cuscinetto

Specifiche

Design innovativo

Comodità e prestazioni ottimali: Cinghie in tessuto morbido

Specifiche

Materiale bretelle di fissaggio: Poliuretano, nylon-lycra

Pulizia delle bretelle di fissaggio: Lavare a mano con un detergente delicato, Sciacquare accuratamente, appendere e lasciare asciugare

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

