

PHILIPS

 Product Picture

Neusmasker

DreamWisp

Slangaansluiting boven het hoofd

Automatisch afdichtend kussen

Eenvoudig te bevestigen masker

Neuskussen bestaat in 5 maten

HH1142/00

In iedere positie comfortabel slapen

DreamWisp is enkel beschikbaar bij uw slaapkliniek of thuiszorgleverancier. DreamWisp is ontworpen om te zorgen dat u comfortabel blijft terwijl u draait in uw slaap. De DreamWisp combineert het DreamWear-masker met slang aansluiting boven het hoofd met het Wisp-neuskussentje met minimaal huidcontact, waardoor u in iedere positie kunt slapen.

Weinig onderdelen

- De juiste pasvorm met zo min mogelijk onderdelen
- Eenvoudig te bevestigen en aan te passen

Magnetische klemmen

- De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

Zien wat u wilt

- Lezen, tv kijken of een bril dragen

KBA1

- U kunt u in elke gewenste houding slapen

Comfortabel en gebruiksvriendelijk

- Een comfortabel kussen waarop u kunt vertrouwen

Kenmerken

Magnetische klemmen



Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer informatie.

Slaap in elke positie

Dankzij de revolutionaire slangaansluiting van de DreamWisp liggen de slangen boven het hoofd en zitten ze niet in de weg. Door deze bewegingsvrijheid kunt u gedurende de nacht probleemloos van slaappositie veranderen, van uw zij naar uw rug en uw buik. Gebruikers geven aan tevreden te zijn over hoe goed het masker op zijn plaats blijft tijdens het slapen.

Minimaal aantal onderdelen

Het DreamWisp-masker is ontwikkeld voor uitzonderlijk comfort. De vier aansluitingen zijn zo ontworpen dat het masker minder onderdelen heeft en toch stabiel is. Het zachte, lichtgewicht frame van de DreamWisp fungeert ook als ventilatiekanaal. Dit betekent dat er minder onderdelen zijn die uw slaap en therapie kunnen verstoren.

Magnetische klemmen

Wij zorgen dat u comfortabel uw slaaptherapie kunt blijven volgen. De DreamWisp heeft magnetische clips die u snel en eenvoudig kunt bevestigen en losmaken. Zo kunt u op elk moment gemakkelijk uw masker op- en afzetten. Gebruikers geven aan tevreden te zijn over het gebruiksgemak van het DreamWisp-masker.

Het Wisp-kussen

DreamWisp combineert de prestaties van een neusmasker met een minimalistisch uiterlijk, uitstekende aansluiting en het comfort van de Wisp-kussentechnologie. Patiënten zijn tevreden over hoe goed het masker op zijn plaats blijft tijdens gebruik.

Onbelemmerd blikveld

Dankzij het unieke ontwerp met slangaansluiting boven het hoofd is uw gezichtsveld vrij. Met DreamWisp kunt u in bed lezen, internetten of tv kijken voordat u gaat slapen.

Specificaties

Productgegevens

Materials: Siliconen
Materials: Polycarbonaat
Materials: Polyurethaanschuim
Materials: Nylon
Materials: Spandex
Materials: Polyester
Materials: Magneet (acetaal)
Warranty: 90 dagen
Operating pressure: 4 – 30 cmH₂O
Sound level: 18,7 dBA

Beoogd gebruik

To be used on patients (<math><gt;66\text{ lbs}/30\text{kg}</math>): voor wie CPAP-therapie is voorgeschreven

Waarschuwing: magnetische interferentie

Beware with pacemakers: Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik

Kalibratiegegevens

Hand wash with mild detergent: Spoel grondig, hang op om te drogen of laat aan de lucht drogen

