

PHILIPS



IPL-
ontharingsapparaat

Lumea IPL 7000
Series

5 handmatige
intensiteitsinstellingen

3 opzetstukken: lichaam, gezicht,
bikini

Lumea IPL-app
Gebruik met snoer



BRI923/00

Geweldige resultaten en waar voor uw geld

Geniet 12 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Krijg een haarvrije, gladde huid met onze Lumea IPL 7000-serie. Zachte en effectieve behandelingen met opzetstukken voor uw lichaam, gezicht en de bikinilijn.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Snel resultaat met slechts 1 behandeling per 2 weken.
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 3 opzetstukken
- Verkrijgbaar met Satin Compact-pentrimmer
- Geschikt voor een breed scala aan huidtinten en haarkleuren

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Kenmerken

2x per maand voor snelle resultaten




De eerste fase bestaat uit 4 behandelingen om de 2 weken – dat is de helft van het aantal dat u bij andere merken nodig hebt.

Skin Tone-sensor



Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

Extra lange kabel



Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

3 speciale opzetstukken




Verschillende koppen voor lichaam, gezicht en bikini werken met snelheid en precisie voor zacht gebruik, zelfs op gevoelige gebieden. Het opzetstuk voor het gezicht heeft een geïntegreerd lichtfilter voor nauwkeurige behandeling.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen



Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Philips Lumea IPL-app



Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Satin Compact-pentrimmer



Voltooi uw schoonheidsroutine: de Satin Compact-pentrimmer is een discreet beauty-hulpmiddel om onderweg snel en eenvoudig zelfs de fijnste gezichtsbehaaring te verwijderen.

Voor veel huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot gemiddeld bruin(I-IV).

Lumea IPL 7000 Series

IPL-ontharingsapparaat

BRI923/00

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Hulpstuk voor lichaam: Venstergrootte: 4,0 cm², Behandeling voor lichaam: benen, armen, buik en onderarmen

Hulpstuk voor het gezicht: Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Behandeling voor gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

Hulpstuk voor bikinilijn: Venstergrootte: 2 cm², Behandeling voor bikinilijn

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 Lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met snoer

Pentrimmer

Accessoires: Wenkbrauwkam, Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak: Compact handvat

Vermogen: AAA-batterij

Vermogen

Gebruik met snoer

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 250.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 20 jaar**

Spanning: 100-240 V

Consumer Trade Item

Height: 22.8 cm

Width: 24.7 cm

Length: 12.3 cm

Net weight: 0.904 kg

Gross weight: 1.384 kg

GTIN: 8720689016896

Country of origin: HU

Harmonized system code: 85437090

Omdoos

Height: 25.8 cm

Width: 23.8 cm

Length: 25.7 cm

Net weight: 1.808 kg

Gross weight: 3.04 kg

GTIN: 18720689016893

Pallet

Height: 118.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 108.48 kg

Gross weight: 198.964 kg

GTIN: 68720689016898

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Gezichtsopzetstuk (2 cm²): Voor gebruik onder de ogen

Hulpstuk voor bikinilijn (2 cm²): Special treatment bikini hair

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

Pallet Layer

Height: 25.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Behandeltijd

Bikini: 4 minuten

Onderbeen: 15 min.

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 4 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

