

PHILIPS

IPL - previne reapar.
pêlo

Lumea Prestige

Para corpo, rosto e linha do
biquíni

15 minutos para tratar meia
perna

>250 000 impulsos de luz

SC2009/00



Destaque

Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, diminui gradualmente a quantidade de pêlos que crescem no seu corpo. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pêlos e maravilhosamente suave.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando

necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

Tipos de pêlo e pele adequados



O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (buço, queixo, patilhas) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

Tratamento rápido das pernas



Janela de tratamento grande para aplicação rápida em zonas grandes, como as pernas.

Maior segurança para o rosto



O acessório facial tem o seu próprio filtro de luz integrado concebido especificamente para uma utilização segura e cómoda no buço, queixo e patilhas. Este também pode ser utilizado noutras zonas sensíveis do corpo, como as axilas ou outras zonas difíceis de alcançar.

Acessório para linha do biquíni



Acessório para linha do biquíni para um tratamento eficiente nesta zona do corpo. Normalmente, os pêlos nesta zona são mais grossos e fortes do que os pêlos das pernas.

Tratamento delicado



Suave para a sua pele

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona <gt/> 250 000 impulsos de luz

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Zonas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

Acessórios

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Acessório para linha do biquíni (2 cm²):

Tratamento especial para a zona da linha do biquíni

Attachments

Acessório facial (2 cm²): Para aplicação segura no rosto

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Carregador: Carregador multitemperatura

Armazenamento: Bolsa de luxo

Acessório: Pano de limpeza

Power

Tempo de carga: 100 min.

Tempo de utilização: No mínimo, 370 impulsos de luz

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Zonas do rosto: 1 min.

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para uma aplicação cómoda

Utilização com/sem fios: Sem fios

Marcar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

Technical specifications

Espectro da luz: Acessório para o corpo <gt/> 570 nm, Acessório para linha do biquíni <gt/> 570 nm, Acessório facial <gt/> 600 nm

Fluxo de luz (J/cm²): Acessório para o corpo: 2,5 - 5,6, Acessório para linha do biquíni: 2,9 - 6,5, Acessório facial: 2,6 - 5,9

