

PHILIPS

IPL-
ihokarvanpoistolaite

Lumea Prestige

Sopii vartalolle ja kasvoille

Säärien käsittely 15 minuutissa

>250 000 lampun
välähdystä

Johdoton muotoilu

SC2007/00



Pysyvästi karvaton tunne*

Philips Lumea Prestige on tehokkain johdoton IPL-ratkaisu. Se estää uusien ihokarvojen kasvun kasvoilla ja vartalolla uskomattoman tehokkaasti. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.

Pitkäkestoinen ihokarvojen poisto IPL-tekniikalla

- Sileä iho joka päivä
- Vaivattoman tehokas
- Tehokas ja turvallinen kotikäyttöön tarkoitettu laite
- Soveltuu eri hius- ja ihotyypeille

Tehokas ja hellävarainen kasvoille ja vartalolle

- Turvallinen ja tehokas herkillekin alueille
- Täsmämuotoilija turvalliseen kasvojen käsittelyyn
- Suuri käsittelyikkuna nopeuttaa käyttöä
- Hellävarainen hoito

Vaivatonta vapautta

- Langatonta käyttömukavuutta
- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia
- Viisi valotehoasetusta
- Liuku ja välähdys -tila lisää käyttömukavuutta


Kohokohdat

IPL-tekniikka



Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips kehitti tämän mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien kanssa. Tuotetta testattiin laajoin kuluttajatutkimuksin yli 10 vuoden ajan yli 2 000 vapaaehtoisen avulla.

Sileä iho joka päivä



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvankasvu kehossa vähenee vähitellen. Kun toistat käsittelyn, iho pysyy kauniina sileänä ja pehmeänä.

Vaivattoman tehokas

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan. – Jos haluat suurentaa kuvan, napsauta sitä tämän sivun yläalaidan kuvagalleriassa.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit




Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tavalla tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovellu henkilöille, joilla on erittäin tumma iho.

Käyttöalueet

Voit huoletta käyttää laitetta karvojen poistamiseen kasvoista (ylähuuli, leuka ja pulisongit), sääristä, kainaloista, bikinialueelta, vatsan alueelta sekä käsivarsista.

Nopea jalkojen käsittely



Suuri käsittelyikkuna nopeuttaa suurien ihoalueiden, kuten jalkojen, käsittelyä.

Turvallinen myös kasvoille




Täsmämuotoilijassa on integroitu suodatin, jonka avulla ylähuulen, poskien ja pulisongien käsittely onnistuu turvallisesti ja miellyttävästi. Sitä voi käyttää myös muiden herkkien ihoalueiden, kuten kainaloiden, bikinialueen ja muiden hankalien alueiden käsittelyyn.

Hellävarainen hoito



Hellävarainen iholle.

Langatonta käyttömukavuutta



Lumean ainutlaatuinen langaton muotoilu lisää ulottuvuutta ja on helppokäyttöinen.

Vaihto-osia ei tarvita



Philips Lumea on toimintavalmis heti pakkauksesta otettaessa. Sen lisäksi ei tarvita vaihtolamppuja tai geelejä.

Tekniset tiedot

Käyttöalueet

Kehon alueet: Käsivarret, Jalat, Vatsa, Bikiniraja, Kainalot

Kasvot: Leuka, Pulisongit, Ylähuuli

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Mukava käyttää

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdoton

Leima ja välähdys: Kaareville ihoalueille

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Latausaika: 100 min.

Käyttöaika: vähintään 370 välähdystä

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa <gt/>250 000 välähdystä

Lisäosat

Tarkkuusosa (2 cm2): Turvallinen myös kasvoille

Vartalolisäosa (4 cm2): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Pakkauksen sisältö

Laturi: Monijännitteinen laturi

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Säilytys: Ylellinen pussi

Tarvike: Puhdistusliina

Käyttöaika

Sääri: 8 min

Kainalo: 1 min.

Bikininrajat: 1 min.

Kasvot: 1 min.

