

PHILIPS

Sistema de depilação
por luz pulsada

Lumea

Apenas para utilização corporal

15 minutos para tratar meia
perna

Vida útil >100 000
impulsos de luz

SC2001/00



Evita o crescimento do pêlo

Depilação por luz pulsada: desfrute de uma pele macia todos os dias

O sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips opera maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos em todo o corpo. Através de impulsos delicados de luz aplicados regularmente, o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips mantém a pele suave como a seda, dia após dia.

Suavidade mais duradoura

- Eficácia sem esforço
- Tenha uma pele suave todos os dias

Depilação com tecnologia de luz pulsada

- Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa
- Tipos de pêlo e pele adequados

Delicado e eficaz, mesmo em pele sensível

- Cinco definições reguláveis de energia de luz
- Zonas de aplicação

Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Comodidade sem fios
- Não necessita de peças de substituição

Destaques

Suavidade mais duradoura



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, o pêlo cai naturalmente e o crescimento é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas dois tratamentos quinzenais e a obtenção de óptimos resultados sem pêlos após quatro a cinco tratamentos quinzenais. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento ocasionalmente. Estudos clínicos demonstram que a melhor manutenção dos resultados é alcançada quando o tratamento é repetido a cada duas a quatro semanas; no entanto, os intervalos podem ser aumentados, dependendo do reaparecimento dos pêlos.

Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa),

desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa de consumo com mais de 1500 voluntários.

Aplicação suave



O sistema Philips Lumea tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

Comodidade sem fios



O design exclusivo sem fios do sistema Lumea é perfeito para tratar as áreas que desejar, quando desejar.

Não necessita de peças de substituição



O sistema Philips Lumea é uma solução completa pronta a utilizar de imediato. Ainda mais importante, este não necessita de lâmpadas ou géis de substituição.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos nas zonas corporais abaixo do pescoço: pernas, axilas, linha do biquíni, braços e barriga.

Tipos de pêlo e pele adequados



O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona <gt/> 50 000 impulsos de luz

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Pernas, Braços, Axilas, Barriga, Biquíni

Attachments

Acessório corporal (3 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Itens incluídos

Instruções de utilização: DVD de demonstração, Guia de Iniciação Rápido, Manual do utilizador

Carregador: Carregador multitenção

Armazenamento: Bolsa

Power

Tempo de carga: 90 min.

Tempo de utilização: No mín., 150 impulsos de luz

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Application mode

Soltar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

Modo de aplicação

Utilização com/sem fios: Sem fios

Technical specifications

Espectro da luz: 570 nm

Fluxo de luz (J/cm²): 2-6,5 (dependendo da regulação)

