

# PHILIPS

## IPL Lichtontharing

### Lumea Prestige

Voor gebruik op het lichaam

Behandeling onderbenen in 15 minuten

> 250.000 lichtflitsen

Snoerloos ontwerp

SC2005/00



## Voortdurend een glad gevoel\*

Philips Lumea Prestige is de effectiefste draadloze IPL-oplossing om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

### Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

### Zacht en effectief, zelfs op de gevoelige huid

- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Groot behandelvenster voor snel gebruik
- Zachte behandeling

### Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Vijf instelbare lichtsterktes
- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Lumea Prestige wordt geleverd in een luxe etui


# Kenmerken

## IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

## Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

## Moeiteloos en effectief

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. -

U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

## Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.

## Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, onderarmen, bikinilijn, armen en buik.

## Snelle behandeling van benen




Groot behandelvenster voor snelle toepassing op grote gebieden, zoals de benen.

## Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.

## Snoerloos gemak



Het unieke snoerloze ontwerp van Lumea is perfect voor maximaal bereik en gebruiksgemak.

## Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

## Glij- en flitsmodus



De hoofdmodus maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.

# Specificaties

## Toepassingsgebieden

**Lichaamsdelen:** Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** voor eenvoudig gebruik

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Draadloos

**Stap en Flits:** Voor behandeling van lichaamscontouren

## Vermogen

**Oplaadtijd:** 100 min.

**Spanning:** 100 - 240 V

**Gebruikstijd:** Minimaal 370 flitsen

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

## Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (4 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

## Meegeleverde artikelen

**Gebruiksaanwijzing:** Gebruiksaanwijzing

**Docking station:** Oplader voor verschillende voltages

**Opbergen:** Luxe etui

**Accessoire:** Schoonmaakdoekje

## Behandeltijd

**Onderbeen:** 8 min.

**Oksel:** 1 min

**Bikinilijn:** 1 min

