

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Essential

Voor gebruik op lichaam en gezicht

Behandeling onderbenen in 15 minuten

Levensduur >100.000 lichtpulsen

Extra lang snoer

SC1996/00



De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen voor een gladde huid thuis

Philips Lumea IPL verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam en gezicht te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Gebruiksvriendelijk

- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Aanpasbaar aan uw huidtype
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

Ontharen met IPL technologie

- Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis

Veilig, snel en doeltreffend op lichaam en gezicht

- Vijf instelbare lichtsterktes
- Geïntegreerde huidkleursensor voor extra veiligheid
- Precisiehulpstuk voor extra veiligheid in het gezicht
- Lichaamsopzetstuk: snelle behandeling (15 min. voor 2 onderbenen)

Kenmerken

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

IPL technologie

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande

dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Groot lichaamsopzetstuk van 4 cm²



Groot lichaamsopzetstuk maakt snelle behandeling mogelijk van grote gebieden, zoals benen.

Precisiehulpstuk, 2 cm²

Met het extra geïntegreerde lichtfilter kan het worden gebruikt voor veilige behandeling van gezichtshaar op de bovenlip, kin, wangen en andere gevoelige gebieden.

Geschikte haar- en huidtypen

Geschikte Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der integrierte Hautoberflächensensor prüft die Behandlung bei dunkleren Hauttönen ab. Le capteur de couleur de peau détecte le traitement sur les peaux très brunes.				
Hautfarbe / Couleur de la peau						
1	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●
9	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●
11	●	●	●	●	●	●
12	●	●	●	●	●	●

● Dieses Produkt ist für Sie geeignet.
Ce produit vous convient.

✗ Dieses Produkt ist für Ihren Haut- und Haar- und Hautoberflächensensor nicht geeignet.
Ce produit est inadapté à votre couleur de peau et à votre type de poils.
L'analyse peut s'avérer risquée.

Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een donkere huid.

Skin Tone-sensor

De geïntegreerde huidskleursensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor


extra veiligheid. Als het een huidtint detecteert die te donker is voor Lumea Essential, wordt het verzenden van pulsen automatisch gestopt.

Glij- en flitsmodus



De hoofdtoepassingsmodus maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.

5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Geen vervangende onderdelen nodig

Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermst uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Toepassingsmodus

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Vermogen

Spanning: 100 – 240 V

Gebruik met snoer

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

Accessoires

Precisiehulpstuk (2 cm²): Voor gebruik onder de ogen

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Glij- en flitsmodus: voor eenvoudig gebruik

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Delen van het gezicht: 1 min

