

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea IPL Advanced

5 handmatige
intensiteitsinstellingen

3 opzetstukken: lichaam,
gezicht, bikini

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer



SC1999/00



Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid Minstens 85% haarvermindering na 3 behandelingen**

Het Philips Lumea Advanced IPL lichtontharingsapparaat voorkomt teruggroei van haar op het lichaam, gezicht en bikinilijn. Zachte lichtpulsen zorgen bij regelmatig gebruik tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid. Lumea Advanced biedt een handige oplossing voor langdurig ontharen van lichaam en gezicht. Bereik tot wel 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen.** Philips Lumea is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor thuisgebruik.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 3 opzetstukken
- Geschikt voor een breed scala aan huidtinten en haarkleuren

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Skin Tone-sensor en 5 intensiteitsinstellingen
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app


Kenmerken

3 speciale opzetstukken



Verschillende koppen voor lichaam, gezicht en bikini werken met snelheid en precisie voor zacht gebruik, zelfs op gevoelige gebieden. Het opzetstuk voor het gezicht heeft een geïntegreerd lichtfilter voor nauwkeurige behandeling.

Philips Lumea IPL-app



Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen



Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

2x per maand voor snelle resultaten




Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

Skin Tone-sensor



Kies uit 5 intensiteitsinstellingen voor een comfortabele ervaring. De Skin Tone-sensor zorgt dat u geen delen van uw huid behandelt die te donker zijn voor IPL-behandeling.

Extra lange kabel



Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

Voor veel huid- en haartypes

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot gemiddeld bruin(I- IV).

Specificaties

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Vermogen

Gebruik met snoer

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 250.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 20 jaar***

Spanning: 100-240 V

Accessoires

Precisiehulpstuk (2 cm²): Voor veilig gebruik op het gezicht

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Hulpstuk voor bikinilijn (2 cm²): Special treatment bikini hair

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Behandeltijd

Bikini: 4 minuten

Onderbeen: 15 min.

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 4 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

Technische specificaties hulpstukken

Hulpstuk voor lichaam: Venstergrootte: 4,0 cm², Behandeling voor lichaam: benen, armen, buik en onderarmen

Hulpstuk voor het gezicht: Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Behandeling voor gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn



* Gemiddelde resultaat: 71% minder haar op de benen na een volledige behandelingscyclus (12 behandelingen), objectief onderzoek bij 48 vrouwen in Nederland en Oostenrijk

** Gemeten op de benen, 67% van de 45 vrouwen haalt 85% of hoger.

*** Bij volgen van het behandelingschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet