

PHILIPS

Ihokarvojen IPL-
poistojärjestelmä

Lumea

SC2001/01



Estä uusien karvojen kasvaminen

IPL-ihokarvojenpoisto: nauti sileästä ihosta joka päivä

Philips Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmä estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.

Pitkään kestävä sileys

- Sileä iho joka päivä
- Vaivattoman tehokas

Ihokarvojen poistaminen IPL-tekniikalla

- Turvallinen käyttää kotona
- Sopivat ihokarva- ja ihotyypit

Hellävarainen ja tehokas, myös herkälle iholle

- Viisi valotehoasetusta
- Käyttöalueet

Vaivatonta vapautta

- Langatonta käyttömukavuutta
- Vaihto-osia ei tarvita

Kohokohdat

Pitkään kestävä sileys



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtaavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

Vaivattoman tehokas



Kliiniset tutkimuksemme ovat osoittaneet karvankasvun merkittävää vähenemistä jo kahdella kahden viikon välein tehdyllä käsittelykerralla. Parhaat karvanpoistotulokset saatiin, kun käsittely toistettiin neljästä viiteen kertaa kahden viikon välein. Näiden tulosten säilyttämiseksi käsittely on toistettava neljästä kuuteen viikon välein. Käsittelykertojen väli voi vaihdella yksilöllisestä karvankasvun nopeudesta riippuen.

IPL-tekniikka



Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin

käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips teki läheistä yhteistyötä johtavien ihotautilääkärin kanssa mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän kehittämiseksi. Laajoja kuluttajatutkimuksia tehtiin yli 10 vuoden ajan yli 1 500 vapaaehtoisen avulla.

Hellävarainen käyttö



Philips Lumean viisi valotehoasetusta takaavat hellävaraisen, mutta tehokkaan käsittelyn. Oikein käytettynä Philips Lumean IPL-käsittely on turvallinen ja hellävarainen käyttää myös herkällä kehon ja ihon alueilla.

Langatonta käyttömukavuutta



Lumean ainutlaatuinen langattomuus takaa sen, että voit käsitellä minkä tahansa alueen juuri silloin, kun haluat.

Vaihto-osia ei tarvita



Philips Lumea on toimintavalmis heti pakkauksesta otettaessa. Sen lisäksi ei tarvita vaihtolamppuja tai geelejä.

Käyttöalueet



Voit käyttää laitetta huoletta ihokarvojen poistamiseen sääristä, kainaloista, bikinirajoista, käsivarsista sekä vatsan alueelta.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit



Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tavalla tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovellu henkilöille, joilla on erittäin tumma iho.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa <gt/>80 000 välähdystä

Käyttöalueet

Kehon alueet: Jalat, Kainalot, Bikinirajat, Käsivarret, Vatsa

Lisäosat

Vartalolisäosa (3 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Pakkauksen sisältö

Laturi: Monijännitteinen laturi

Käyttöohjeet: Demo-DVD, Koko käyttöopas,

Pikaopas

Tallennustila: Pussi

Virta

Latausaika: 100 min.

Käyttöaika: Väh. 320 välähdystä

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

Turvarengasjärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Virta

Virransyöttö: Ladattava akku

Tekniset tiedot

Valospektri: 570 nm

Valon tehotiheys (J/cm²): 2–6,5 (asetuksen mukaan)

