

PHILIPS

Dispositivo de
depilación IPL

Lumea Prestige

Para cuerpo, rostro y zona de
bikini

15 minutos para las 2 medias
piernas

Más de 250.000 pulsaciones

SC2009/30




Destacados

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.

Disfrutá de una piel suave todos los días



Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto.

Resultados garantizados sin esfuerzo

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



En nuestros estudios clínicos se demostró que se produjo una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, solo repetí el tratamiento cuando

sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello. - Para aumentar esta imagen, hacé clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea tampoco es adecuada para pieles muy oscuras.

Zonas de aplicación



Podés utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello del rostro (labio superior, mentón y patillas) y del cuerpo (piernas, axilas, área del bikini, vientre y brazos).

Tratamiento rápido en las piernas



Ventana de tratamiento grande para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Seguridad adicional para el rostro



El accesorio facial cuenta con un filtro de luz integrado, diseñado especialmente para un uso seguro y conveniente en el labio superior, el mentón y las patillas. También se puede utilizar en otras áreas sensibles del cuerpo, como por ejemplo en las axilas y en otras áreas difíciles de alcanzar.

Accesorio para el área del bikini



Accesorio para el área del bikini para un tratamiento efectivo del vello de esta área. El vello en esta área normalmente es más resistente y grueso que el vello de las piernas.

Tratamiento suave



Suave con tu piel.

Especificaciones

Energía

Voltaje: 100-240 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 250.000 pulsos

Áreas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas del rostro: Mentón, Patillas, Bozo

Archivos adjuntos

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Accesorio para el área del bikini (2 cm²):

Tratamiento especial para el vello del área del bikini

Attachments

Accesorio para el rostro (2 cm²): Para aplicación segura en el rostro

Elementos incluidos

Charger: Cargador multivoltaje

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Estuche de lujo

Accessory: Paño de limpieza

Power

Charging time: 100 min

Running time: Mínimo de 370 pulsos

Seguridad y configuraciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1 min

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Uso con y sin cables: Recargable

Estampe y dispare: Para el tratamiento de zonas curvas

