

PHILIPS

 Product Picture

Masque

InnoSpire Go

Adulte, grande taille

Masque à étanchéité souple

À utiliser avec InnoSpire Go

Pièce de rechange

HH1344

Une aide au traitement

Le masque facial détachable LiteTouch comprend un coussinet doux qui épouse parfaitement et délicatement les contours du visage afin d'améliorer le confort du patient lors du traitement.*

Technologie d'étanchéité souple

- Pour les adultes qui éprouvent des difficultés à utiliser l'embout buccal

Épouse délicatement les contours du visage

- Avec technologie d'étanchéité souple**

Points forts

Simplification du traitement

Les masques LiteTouch simplifient le traitement pour les adultes qui éprouvent des difficultés à utiliser l'embout buccal.

Épouse délicatement les contours du visage**

Le masque LiteTouch comprend un coussinet doux qui épouse parfaitement et délicatement les contours du visage. La pression exercée par le masque est donc minime.

Caractéristiques

Contenu de l'emballage

Inclus: Masque grande taille LiteTouch

Informations sur le produit

Packaging size: 82 mm x 97 mm x 100 mm

Packaged weight: 80 g

LiteTouch mask: À utiliser avec InnoSpire Go

Matériaux: Polycarbonate (PC) de silicone, Polyester, Silicone

Taille: Adulte, grande taille

Garantie: 1 an



** Adapté de Erzinger et al. J Aerosol Med 2007 20 (Suppl 1 S78-S84)

*** Quantifying facemask sealing efficiency when used on a valved holding chamber during simulated breathing. D von Hollen, E Lieberman, K Nikander, Philips Respironics, Respiratory Drug Delivery, Parsippany, NJ, USA. Présenté à la conférence annuelle de l'AAE (Association of Asthma Educators), le 03 juillet