

PHILIPS

IPL – aparat za odstranjevanje dlak

Lumea Prestige

Za uporabo na telesu

15 min. za depilacijo sp. dela nog

> 250.000 utripov svetlobe

Brezžična zasnova

SC2005/00



Vedno gladka koža*

Philips Lumea Prestige je najučinkovitejša brezžična rešitev s tehnologijo in čudežno preprečuje ponovno rast dlak po telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.

Dolgotrajno odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Uživate v gladki koži vsak dan
- Enostavno in učinkovito
- Prilagojen za varno in učinkovito uporabo v udobju domačega doma
- Primerno za različne vrste dlak in kože

Nežno in učinkovito, tudi na občutljivi koži

- Varno in učinkovito tudi na občutljivih predelih
- Veliko okno za hitro uporabo
- Nežna obdelava

Popolna svoboda z malo truda

- Priročna brezžična uporaba
- Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov
- Pet prilagodljivih nastavitvev svetlobne energije
- Način pomika in osvetlitve za priročajšo uporabo
- Lumea Prestige pride v kompletu z elegantno torbico za shranjevanje


Značilnosti

Tehnologija IPL



Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 prostovoljci.

Uživajte v gladki koži vsak dan



Philips Lumea uporablja nežne impulze svetlobe vse do korena las. Posledično se rast števila dlak na vašem telesu postopoma zmanjšuje. Ponavljanje tega načina odstranjevanja dlačic pusti vašo kožo čudovito, brez dlak in gladko na otip.

Enostavno in učinkovito

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je koža postala gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas

med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak. – Sliko povečate tako, da jo kliknete v galeriji slik na vrhu te strani.

Primerne vrste dlak in kože




Philips Lumea je učinkovit na (naravno) temno blond, rjavih in črnih dlakah. Kot ostali načini svetlobnega odstranjevanja dlak tudi Philips Lumea NI učinkovit na rdečih, svetlo blond in belih/sivih dlakah. Philips Lumea NI primeren tudi za zelo temno kožo.

Območja uporabe



Zanesljivo odstranjajte dlake na predelih telesa pod vratom: noge, pazduhe, predel bikinija, roke in trebuh.

Hitro odstranjevanje dlak z nog




Veliko okno za hitro uporabo na večjih območjih, npr. na nogah.

Nežna obdelava



Nežno do vaše kože.

Priročna brezžična uporaba



Edinstvena brezžična zasnova aparata Lumea zagotavlja največji doseg in enostavno uporabo.

Nadomestni deli niso potrebni



Philips Lumea je popolna rešitev, ki jo lahko začnete uporabljati takoj. Kar je še pomembnejše, ne potrebujete nadomestnih sijalk ali gelov.

Način pomika in osvetlitve



Glavni način uporabe omogoča drsenje za priročnejšo in neprekinjeno uporabo.

Specifikacije

Območja uporabe

Predeli telesa: Roke, Noge, Trebuh, Predel bikinija, Pazduhe

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-fiter: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitve svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za priročno uporabo

Žična/brezžična uporaba: Brezžično

Pritisni in osvetli: Za odstranjevanje dlak na neravnih predelih

Napajanje

Čas polnjenja: 100 min

Napetost: 100–240 V

Čas delovanja: Najmanj 370 osvetlitev

Tehnične specifikacije

Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja do 250.000 osvetlitev

Nastavki

Nastavek za telo (4 cm²): Za uporabo pod vratom

Servis

Garancija: 2-letna globalna garancija

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Polnilnik: Večnapetostni polnilnik

Shranjevanje: Razkošna torbica

Nastavek: Čistilna krpica

Čas uporabe

Spodnji del noge: 8 minut

Pazduha: 1 minuta

Predel bikinija: 1 minuta

