

PHILIPS

12 V DC-kabel DreamStation

inkl. batteriadapterkabel

Bilkabel

Kompatibel med System One

HH1422



Perfekt för dem som reser mycket

Ingår i Dream-familjen

Använd kabeln till att driva DreamStation via alternativa strömkällor som 12-voltsuttaget i fordon eller från ett kompatibelt batteri. Perfekt för dem som reser mycket, husbilsförare och lastbilschaufförer

Frihet att använda enheten när du är på resande fot

- Ha nytta av behandlingen överallt

Funktioner

Lättanvänd



De här kablarna är perfekta på resan eftersom de ger dig möjlighet att antingen använda ett batteri eller ett 12 V-

cigarettändaruttag för att driva den. Kabeln med krokodillklämmor är avsedd för användning med ett s.k. deep cycle marinbatteri. DC-kabeln driver DreamStation, den uppvärmda luftfuktaren och den uppvärmda slangen om de är anslutna.

Specifikationer

Effekt

Strömförsörjning: Kompatibel med DreamStation- och System One-enheterna

Förpackningen innehåller

2 reservsäkringar: Yes
Batteriadapterkabel: Yes
Avskärmad likströmssladd: Yes

Specifikationer

Batteriadapterkabel: 5
Längd på DC-kabeln: 2

