

PHILIPS

Система видалення
волосся на основі IPL

Lumea

Для використання лише на тілі

15 хвилин для обробки гомілок

Термін експлуатації >100 000
імпульсів

Бездротовий дизайн

SC2001/01



Запобігання повторному росту волосся

Видалення волосся на основі IPL: насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на всьому тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня.

Гладенька шкіра надовго

- Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня
- Ефективність без зусиль

Видалення волосся за допомогою технології IPL

- Адаптовано для безпечного використання у домашніх умовах
- Сумісні типи волосся і шкіри

Лагідно та ефективно, навіть на чутливій шкірі


- П'ять налаштувань енергії світла
- Ділянки для застосування

Максимум свободи, мінімум проблем

- Зручне бездротове використання
- Запасні частини не потрібні

Основні особливості

Гладенька шкіра надовго



Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Унаслідок цього волосся випадає, як зазвичай, а його ріст сповільнюється. Регулярне повторення цієї процедури дозволить щодня мати гладеньку шкіру.

Ефективність без зусиль



Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні та практично повну його відсутність після чотирьох-п'яти процедур. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру кожні чотири-шість тижнів. Інтервал між процедурами може різнитися залежно від індивідуальної швидкості повторного росту волосся.

Технологія IPL



Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка

використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 1500 добровольців.

Лагідне застосування



Philips Lumea має п'ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.

Зручне бездротове використання



Унікальна бездротова конструкція Lumea ідеально підходить для обробки потрібних ділянок саме тоді, коли потрібно Вам.

Запасні частини не потрібні



Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.

Ділянки для застосування



Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на ділянках тіла нижче лінії ший: ногах, пахвах, зоні бікіні, руках і животі.

Сумісні типи волосся і шкіри



Philips Lumea працює ефективно на волосся (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волосся. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волосся. Philips Lumea також НЕ підходить для дуже темної шкіри.

Специфікації

Ділянки для застосування

Області на тілі: Ноги, Руки, Пахви, Живіт, Зона бікіні

Налаштування безпеки та регульовані налаштування

Вбудований УФ-фільтр: Захищає шкіру від

ультрафіолетових променів

П'ять налаштувань енергії світла: Можливість

регулювання відповідно до власного типу шкіри

Вбудована система безпеки: Запобігання випадковій

подачі імпульсів світла

Режим застосування

Крок і спалах: Для обробки вигнутих ділянок

Провідне/безпроводне використання: Використання

без шнура

Потужність

Час зарядження: 100 хв.

Напруга: 100–240 В

Час роботи: Мін. 320 спалахів

Технічні характеристики

Лампа високої ефективності: Подає <gt/>

80 000 спалахів

Насадки

Насадка для тіла (3 см2): Для використання нижче

лінії шиї

Обслуговування

Гарантія: 2-річна гарантія

Комплект постачання

Зарядний пристрій: Зарядний пристрій для різної напруги

Інструкція з використання: Демонстраційний DVD-диск, Короткий посібник, Посібник користувача

Зберігання: Футляр

Час застосування

Гомілка: 8 хв.

Пахвова зона: 1 хв.

Лінія бікіні: 1 хв.

