

PHILIPS

Dispositivo de
depilación IPL

Lumea Advanced

Para uso corporal, facial y zona
bikini

15 minutos para medias piernas

> 250 000 pulsos de luz

SC1999/00



Reducción cuidadosa del vello a largo plazo

El sistema Philips Lumea Advanced hace maravillas para inhibir la reaparición del vello en el cuerpo y en la cara. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Depilación duradera con tecnología IPL

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Seguro, rápido y eficaz en cuerpo, cara y zona del bikini

- Seguro y efectivo, incluso en las zonas sensibles
- Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida
- Accesorio de precisión para mayor seguridad en la cara
- Sensor de tono de piel integrado
- Tratamiento suave
- Accesorio para el tratamiento especializado del vello de la zona del bikini

Máxima libertad, mínimas molestias

- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda


Destacados

Tecnología IPL




Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Disfruta de una piel suave a diario



Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento la piel queda sin vello y suave al tacto.

Eficacia sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente

repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Este producto TAMPOCO es adecuado para piel oscura.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, ingles, vientre y brazos).

Tratamiento rápido en las piernas



Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Seguridad adicional para la cara



Gracias al filtro de luz adicional integrado, se puede utilizar para tratar de forma segura el vello facial del labio superior, las mejillas y otras zonas sensibles.

Accesorio para la zona del bikini



Accesorio para la zona del bikini para un tratamiento efectivo del vello de la zona del bikini. El vello en esta zona tiende a ser más fuerte y más grueso que el vello habitual de las piernas.

Sensor de tono de piel



El sensor de tono de piel integrado mide la complejión de la piel tratada al principio de cada sesión y de vez en cuando durante la sesión. Si detecta que el tono de piel es demasiado oscuro para este producto, detiene automáticamente la emisión de pulsos.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 100-240 V

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 250 000 pulsos

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas
Cara: Barbilla, Patillas, Labio superior

Accesorios

Accesorio para la zona del bikini (2cm2):
Tratamiento especial para el vello de la zona del bikini

Attachments

Accesorio de precisión (2 cm2): Para aplicación segura en el rostro
Accesorio para el cuerpo (4 cm2): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario
Almacenamiento: Funda
Adaptador: 24 V/1500 mA

Elementos incluidos

Accesorio: Paño de limpieza

Power

Uso con cable

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV
Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta

a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales
Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Tiempo de aplicación

Bikini: 4 minutos
Media pierna: 8 min
Axilas: 1 minuto
Cara: 2 min

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para una aplicación cómoda
Uso con/sin cable: Con cable
Sello y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

