

PHILIPS

IPL - Tüy alma
cihazı

Lumea Prestige

Vücutta ve yüzde kullanım için

Alt bacak uygulaması 15 dakika

250.000'den fazla ışık atışı

SC2007/00




Özellikler

IPL teknolojisi



Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla gönüllüyle kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.

Pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarın



Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktardan zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.

Zahmetsiz ve etkili

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın keyfini uzun süre çıkarmak için gerektiğinde işlemi

tekrarlamanız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. Resmi büyütme için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan görselle tıklayın.

Uygun tüy ve cilt tipleri




Philips Lumea, doğal rengi koyu sarımsın, kahverengi ve siyah olan tüyler için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kırmızı, açık sarımsın veya beyaz/gri tüyler için uygun DEĞİLDİR. Philips Lumea ayrıca çok koyu ciltler için uygun DEĞİLDİR.

Uygulama alanları



Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karn ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenli kullanın.

Bacaklara hızlı uygulama



Bacak gibi geniş bölgelerde hızlı uygulama için geniş uygulama penceresi.

Yüz için ekstra güvenlik




Ekstra entegre ışık filtresiyle donatılmış olan hassas bölge başlığı; dudak üstü, çene ve favorilerde güvenli ve kolay uygulama sağlar. Ayrıca kol altı ve bikini bölgesi gibi vücudun hassas bölgelerinde ve erişilmesi zor bölgelerde kullanılabilir.

Hassas uygulama



Cildinize özen gösterir.

Kablosuz rahatlık



Lumea'nın benzersiz kablosuz tasarımı, maksimum erişim ve kullanım kolaylığı için idealdir.

Teknik Özellikler

Güç

Gerilim: 100–240 V

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

Teknik özellikler

High performance lamp: 250.000'den fazla ışık atışı gönderir

Uygulama alanları

Vücut alanları: Kollar, Bacaklar, Kann, Bikini bölgesi, Koltuk altları

Yüz alanları: Çene, Favoriler, Dudak üstü

Başlıklar

Hassas bölge başlığı (2 cm²): Yüzde güvenli uygulama için

Vücut başlığı(4cm²): Boyun altında kullanım için

Dahil olan ürünler

Şarj cihazı: Voltaj ayarlı şarj cihazı

Kullanım için talimatlar: Kullanım kılavuzu

Depolama: Şık saklama kılıfı

Aksesuar: Temizleme bezi

Güç

Şarj süresi: 100 dk

Çalışma süresi: Minimum 370 ışık atışı

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre

ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Uygulama süresi

Alt bacak: 8 dk

Armpit: 1 dk

Bikini line: 1 dk

Yüz alanları: 1 dk

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Kolay uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablosuz

Damga ve Flaş: Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

