

PHILIPS

IPL - Tüy alma
cihazı

Lumea Advanced

Vücutta ve yüzde kullanım için

Alt bacak uygulaması 8 dakika

250.000'den fazla ışık atışı

Ekstra uzun kablo

SC1997/00



Hassas ve uzun süreli tüy azaltma

Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda ve yüzünüzde tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık darbeleri cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.

IPL teknolojisiyle uzun süre kalıcı tüy azaltma

- Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın
- Evde güvenli ve etkili kullanım için geliştirilmiştir
- Zahmetsiz ve etkili
- Birçok tüy ve cilt tipine uygundur

Vücut, yüz, bikini bölgesinde güvenli, hızlı ve etkili

- Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili
- Hızlı uygulama için geniş pencere alanı
- Entegre cilt tonu sensörü
- Yüzde ekstra güvenlik için hassas bölge başlığı
- Hassas uygulama

Maksimum özgürlük, minimum uğraş

- Yedek parça yok, ek masraf yok
- Daha rahat uygulama için Kaydırarak Uygulama modu
- Ayarlanabilir beş ışık enerji seviyesi


Özellikler

IPL teknolojisi




Philips Lumea, IPL (Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi) adı verilen ve profesyonel güzellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yenilikçi bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin rahatlığında, güvenli ve etkili biçimde kullanabilmeniz için tasarladı. Philips, devrim niteliğindeki tüy alma sistemimizi geliştirmek için önde gelen dermatologlarla işbirliği yaptı. 10 yıldan uzun süredir 2000'den fazla gönüllüyle kapsamlı tüketici araştırmaları gerçekleştirdi.

Her gün pürüzsüz cildin keyfini çıkarın



Philips Lumea tüy köklerine yumuşak ışık atışları uygular. Bunun sonucunda uzayan tüy miktarı zaman içerisinde azalır. Bu işlemin düzenli olarak tekrar edilmesiyle tüylerden arınmış, yumuşak ve pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.

Zahmetsiz ve etkili



Klinik çalışmalarımız, iki haftada bir gerçekleştirilen dört uygulamadan sonra tüylerin önemli ölçüde azaldığını ve ipeksi, pürüzsüz bir cilde ulaşıldığını göstermiştir. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanın keyfini uzun süre çıkarmak için gerektiğinde işlemi

tekrarlamamız yeter. İşlemler arasındaki süre, tüylerinizin tekrar çıkma süresine göre değişir. Resmi büyütme için lütfen sayfanın en üstündeki resim galerisinde yer alan görselle tıklayın.

Uygun tüy ve cilt tipleri




Philips Lumea, doğal rengi kumral, kahverengi ve siyah olan tüylerde kullanım için uygundur. Diğer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea da kızıl, açık sarımsın veya beyaz/gri tüylerde kullanım için uygun DEĞİLDİR. Bu ürün koyu ciltler için de uygun DEĞİLDİR.

Uygulama alanları



Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karnı ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

Bacaklara hızlı uygulama



Bacak gibi geniş bölgelerde hızlı uygulama için geniş uygulama penceresi.

Yüz için ekstra güvenlik



Ek entegre ışık filtresiyle dudakların üzerindeki bölgede, çenede, yanaklarda bulunan yüz tüylerinde ve diğer hassas bölgelerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Cilt Tonu Sensörü



Entegre cilt tonu sensörü, güvenlik amacıyla her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün kullanılmayacağı kadar koyu bir cilt tonu algıarsa ışık darbesi uygulamayı otomatik olarak durdurur.

Hassas uygulama



Cildinize özen gösterir.

Teknik Özellikler

Uygulama alanları

Vücut alanları: Silâh, Bacaklar, Karın, Bikini, Koltuk altları

Yüz alanları: Çene, Favoriler, Üst dudak

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışığından korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstmeden yanıp sönmeyi önleyin

Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Kolay hareket uygulaması için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kordonlu

Damga ve Flaş: Kıvrımlı alanlarda tedavi için

Güç

Gerilim: 100-240 V

Kablolu kullanım

Teknik özellikler

High performance lamp: Delivers <gt/> 250,000 flashes

Başlıklar

Hassas bölge başlığı (2 cm²): Yüzde güvenli uygulama için

Vücut başlığı(4cm²): Boyun altında kullanım için

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım için talimatlar: User manual

Depolama: Pouch

Adaptör: 24V / 1500mA

Aksesuar: Temizleme bezi

Uygulama süresi

Bikini bölgesi: 4 dk

Alt bacak: 8 dk

Armpit: 1 min

Bikini line: 1 min

Yüz alanları: 2 min

