

PHILIPS

Фотозпилятор IPL для
удаления волос

Lumea Advanced

Для лица и тела

Обработка голени занимает
15 минут

<gt/ 250 000 вспышек

Ультрадлинный шнур



SC1997/00



Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца*

Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.

Удаление волосков на длительный период с помощью технологии IPL

- Гладкая кожа каждый день
- Адаптировано для безопасного и эффективного использования в домашних условиях
- Эффективная эпиляция без усилий
- Подходит для большинства типов волос и кожи

Быстрое, безопасное, эффективное удаление волос на лице и теле

- Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах
- Большое световое окошко для быстрого результата
- Насадка для лица обеспечивает дополнительную безопасность
- Встроенный датчик оттенка кожи
- Бережное воздействие

Максимум свободы, минимум проблем

- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов
- Режим "Slide and Flash" для удобства использования
- Пять настроек интенсивности светового импульса

Основные особенности

Характеристики

Питание

Напряжение: 100–240 В

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года

Технические характеристики

Высокоэффективная лампа: Обеспечивает <gt/> 250 000 вспышек

Области применения

Участки тела: Руки, Ноги, Живот, Область бикини,

Область подмышек

Участки лица: Подбородок, Бакенбарды, Верхняя губа

Аксессуары

Насадка для точечного удаления волос (2 см²): Для безопасного воздействия на кожу лица

Насадка для тела (4 см²): Для обработки областей ниже шеи

В комплекте

Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

Хранение: Чехол

Адаптер: 24 В/1500 мА

Аксессуары: Очищающая ткань

Питание

Питание от сети

Безопасность и регулируемые настройки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

5 настроек мощности света: Выбор настройки в

зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Датчик оттенка кожи: Определяет оттенок кожи

Время воздействия

Голень: 8 мин.

Подмышечная впадина: 1 мин.

Линия бикини: 2 мин.

Участки лица: 2 мин.

Режим применения

Подача вспышек при скольжении: Для удобства использования

Проводной / беспроводной режим работы:

Проводные

Подача вспышек при прижатии: Для сложных в обработке участков

