

# PHILIPS

IPL-  
hårborttagningssystem

Lumea

För användning endast på  
kroppen

15 minuter för att behandla  
underbenen

Livslängd <gt/>100 000  
ljuspulser

Sladdlös design

SC2001/00



## Förhindra håråterväxt, njut av av len hud

Bäst i test hos Råd & Rön!

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Genom mjuka ljuspulser, som tillämpas regelbundet, hålls huden silkeslen varje dag. Bäst i test hos Råd & Rön.

### **Varaktig mjukhet**

- Effektivt utan ansträngning
- Len hud varje dag

### **Hårborttagning med IPL-teknik**

- Anpassad för säkert hemmabruk
- Lämpliga hår- och hudtyper

### **Mild och effektiv, även på känslig hud**

- Fem justerbara ljusenergiinställningar
- Tillämpningsområden

### **Maximal frihet, minimalt krångel**

- Sladdlös bekvämlighet
- Inga reservdelar krävs

# Funktioner

## Varaktigt mjukhet



Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

## Effektivt utan ansträngning



Våra kliniska studier har visat en betydligt minskad hårväxt på så lite som två behandlingar varannan vecka med optimala hårfria resultat efter fyra eller fem behandlingar varannan vecka. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen med några veckors mellanrum. Kliniska studier visar att resultaten blir som bäst om behandlingen upprepas en till två gånger i månaden, men tidsintervallet kan förlängas beroende på din håråterväxt.

## IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik

som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 1 500 frivilliga.

## Skonsam att använda



Philips Lumea har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

## Sladdlös bekvämlighet



Lumeas unika sladdlösa design passar perfekt för att behandla de områden du vill, när du vill.

## Inga reservdelar krävs



Philips Lumea är en komplett lösning som levereras körklar. Och framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

## Tillämpningsområden



Du kan behandla och ta bort hår på kroppsdelar nedanför halsen: ben, underarmar, bikinilinj, armar och mage.

## Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

# Specifikationer

## Tillämpningsområden

**Områden på kroppen:** Ben, Armar, Under armarna, Mage, Bikini

## Säkerhet och justerbara inställningar

**Integrerat UV-filer:** Skyddar din hud från UV-ljus

**5 ljusenergiinställningar:** Justerbar för din hudtyp

**Integrerat säkerhetssystem:** Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

## Programläge

**Applicera och blinka:** För behandling på kurviga områden

**Användning med eller utan sladd:** Trådlös

## Effekt

**Spänning:** 100–240 V

**Laddningstid:** 90 min

**Körtid:** Minst 150 ljussignaler

## Tekniska specifikationer

**Lampa med höga prestanda:** Producerar <gt/> 50 000 ljussignaler

## Tillbehör

**Tillbehör för kroppsbehandling (3 cm<sup>2</sup>):** För användning nedanför halsen

## Service

**Garanti:** 2 års global garanti

## Artiklar som ingår

**Laddare:** Flerspänningsladdare

**Bruksanvisning:** Demo-DVD, Snabbstartguide, Användarhandbok

**Förvaring:** Fodral

## Appliceringstid

**Underben:** 8 min

**Armhåla:** 1 min

**Bikiniinje:** 1 min

