

# PHILIPS

 Product Picture

IPL-  
Haarentfernungsgerät

Lumea Essential

Zur Anwendung am Körper und  
im Gesicht

>200.000  
Lichtimpulse/Hautsensor

Zur sicheren Verwendung zu  
Hause

Hautsensor

BRI863/00

## Einfache, langanhaltende Haarentfernung

Philips Lumea Essential vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper und im Gesicht vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

### **Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie**

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam
- Geeignet für unterschiedliche Haar- und Hauttypen

### **Sicher und effektiv im Gesicht und am Körper**

- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Hautsensor
- Für eine einfache und praktische Verwendung
- 50% schneller für eine kürzere Behandlungszeit\*
- Sanfte Behandlung
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen

### **Maximale Freiheit, minimaler Aufwand**

- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten


# Besonderheiten

## IPL-Technologie




Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete sehr eng mit Hautexperten zusammen. Philips hat über 10 Jahre hinweg umfassende Verbraucherstudien zur IPL-Technologie mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

## Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

## Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte

Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

## Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Dieses Produkt ist NICHT geeignet für dunkle Haut.

## Anwendungsbereiche



Gesichtshaare (Oberlippe und Kinn) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, am Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

## Hauttensensor



Für zusätzliche Sicherheit misst der integrierte Sensor den Hautton der zu behandelnden Haut am Anfang jeder Sitzung und von Zeit zu

Zeit während der Behandlung. Wenn ein Hautton erkannt wird, der zu dunkel für die Behandlung mit diesem Produkt ist, werden automatisch keine Lichtimpulse mehr ausgegeben.

## 5 Lichtintensitätseinstellungen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

## SmartSkin Sensor

Philips Lumea Essential erkennt Ihren Hautton und gibt Empfehlungen zur passenden Lichtenergieeinstellung


## 50% schneller\*

Größeres Fenster mit optimierter Aufteilung für eine schnellere Behandlung und bessere Übersicht\*

## Sanfte Behandlung

Sanft auf der Haut.

## "Slide and Flash"-Modus



Hauptanwendungsmodus ermöglicht gleitende Bewegung für eine komfortablere und gleichmäßige Anwendung.

# Daten

## Anwendungsbereiche

**Körperbereiche:** Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

**Gesichtsbereiche:** Kinn, Koteletten, Oberlippe

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

**Hauttonsensor:** Erkennt Ihren Hautton

## Anwendungsmodus

**„Slide and Flash“:** Zur einfachen Anwendung

**Mit Kabel/kabellos:** Mit Kabel

**„Stamp and Flash“:** Für die Behandlung kurviger Bereiche

## Leistung

**Stromspannung:** 100 bis 240 V

## Technische Daten

**Hochleistungs-Lampe:** Bietet > 200.000 Lichtimpulse

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Gewährleistung

## Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Bedienungsanleitung

**Lagerung:** Aufbewahrungsetui

**Adapter:** 12 V/550 mA, 400 V/60 W

## Anwendungszeit

**Unterschenkel:** 5 Min.

**Achselhöhle:** 1 Min.

**Bikinizone:** 1 Min.

**Gesichtsbereiche:** 1 Min.

