

PHILIPS

Фотопилилятор IPL для
удаления волос

Lumea Prestige

Для лица и тела

Обработка голени занимает
15 минут

<gt/> 250 000 вспышек

Беспроводной режим

SC2007/00



Гладкая кожа надолго*

Philips Lumea Prestige — самое эффективное беспроводное решение IPL, помогающее предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.

Удаление волосков на длительный период с помощью технологии IPL

- Гладкая кожа каждый день
- Эффективная эпиляция без усилий
- Адаптировано для безопасного и эффективного использования в домашних условиях
- Подходит для большинства типов волос и кожи

Эффективное и бережное воздействие на кожу лица и тела

- Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах
- Специальная насадка для безопасного удаления волос на лице
- Большое световое окошко для быстрого результата
- Бережное воздействие

Максимум свободы, минимум проблем

- Удобный беспроводной режим работы
- Пять настроек интенсивности светового импульса
- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов
- Режим "Slide and Flash" для удобства использования


Основные особенности

Технология IPL



В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.

Гладкая кожа каждый день



Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

Эффективная эпиляция без усилий

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от

индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы

Типы волос и кожи




Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea HE эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также Philips Lumea HE подходит для очень темной кожи.

Области применения

Прибор подходит для удаления волос на лице (область над верхней губой, подбородок и виски) и теле, например на ногах, животе и руках, в области подмышек и зоне бикини.

Быстрое удаление волос на ногах



Увеличенное световое окошко для быстрой обработки больших участков кожи, например на ногах.

Усиленная защита лица



Прецизионная насадка имеет дополнительный встроенный оптический фильтр и обеспечивает безопасность и удобство при использовании в области верхней губы, подбородка и висков. Она также подходит для чувствительных участков тела, таких как область подмышек, бикини и труднодоступные участки.

Бережное воздействие



Бережное воздействие на кожу.

Удобный беспроводной режим работы



Уникальный беспроводной режим работы Lumea для максимального удобства использования.

Характеристики

Области применения

Участки тела: Руки, Ноги, Живот, Область бикини, Область подмышек

Участки лица: Подбородок, Бакенбарды, Верхняя губа

Безопасность и регулируемые настройки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

5 настроек мощности света: Выбор настройки в зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Режим применения

Подача вспышек при скольжении: Для удобства использования

Проводной / беспроводной режим работы:

Беспроводные

Подача вспышек при прижатии: Для сложных в обработке участков

Мощность

Напряжение: 100–240 В

Время зарядки: 100 мин.

Время работы: Минимум 370 вспышек

Технические характеристики

Высокоэффективная лампа: Обеспечивает <gt/> 250 000 вспышек

Аксессуары

Насадка для точечного удаления волос (2 см²): Для безопасного воздействия на кожу лица

Насадка для тела (4 см²): Для обработки областей ниже шеи

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года

В комплекте

зарядное устройство: Универсальное зарядное устройство

Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

Хранение: Роскошный футляр

Аксессуары: Очищающая ткань

Время эксплуатации

Голень: 8 мин.

Подмышечная впадина: 1 мин.

Линия бикини: 1 мин.

Участки лица: 1 мин.

