

PHILIPS

IPL ty alma sistemi

Lumea Comfort

Vcutta ve yzde kullanım iin

Alt bacak uygulaması 22 dakika


Kullanım mr $>$ 100.000
iřik atıřı

SC1981/00




zellikler

P r zs z bir cildin keyfini ıkarn



Philips Lumea t y k klerine hassas ışık atılan aygular. Bu sayede t y doğal yollarla d k l r ve yeniden uzaması  nlenmiř olur. Bu iřlemi d zenli olarak tekrarlırsanız ipeksi ve p r zs z bir cilde sahip olursunuz.

Zahmetsiz ve etkili



Klinik alıřmalarımız, iki haftada bir gerekleřtirilen d rt uygulamadan sonra t ylerin  nemli  l de azaldığını ve ipeksi, p r zs z bir cilde ulařıldığını g stermiřtir. Bu sonuları korumak iin gerektiğinde iřlemi tekrarlamamız yeter. Iřlemler arasındaki s re, t ylerinizin tekrar ıkma s resine g re deėiřir. – Resmi b y tmek iin l tfen sayfanın en  st ndeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın

IPL teknolojisi



Philips Lumea Comfort, IPL (Yoėun Iřık Atımı) adı verilen ve profesyonel g zellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan ışık bazlı yeniliki bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin g venliėi ve rahatlıėında, etkili biimde kullanabilmemiz iin uyarladı ve bu teknolojiyi geliřtirmek iin cilt bakım uzmanlarıyla iřbirliėi yaptı. 10 yılı ařkın s re

boyunca 2000'den fazla kadınlara IPL teknolojisi  zerine kapsamlı t keticiler arařtırmaları gerekleřtirdi.

Uygun t y ve cilt tipleri

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
1	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
4	1	✓	✓	✓	✓	✗	✗
5	1	✗	✗	✗	✗	✗	✗
6	1	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort, doėal rengi koyu sarı, kahverengi ve siyah olan t yler iin uygundur. Diėer ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea Comfort da kıvılcık, aık sarı veya beyaz/gri t yler iin uygun DEėİLDİR. – Resmi b y tmek iin l tfen sayfanın en  st ndeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın

Uygulama alanları



Y z n zdeki (dudak  st , ene) ve bacaklar, koltuk altı, bikini b lgesi, karn ve kol gibi vucut b lgelerindeki t ylerden kurtulmak iin g venle kullanın.

5 ışık enerjisi ayarı




Philips Lumea Comfort nazik ancak etkili bir uygulama iin beř ayarlanabilir ışık enerjisi ayarına sahiptir. Philips Lumea'nın IPL iřlemi doėru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas b lgeler iin bile g venli ve naziktir.

Cilt Rengi Sens r 



Benzersiz Cilt Rengi Sens r , her seansın bařında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Lumea Comfort'ın kullanılmayacaėı kadar koyu bir renk tonu algıladıysa ışık darbesi uygulamayı otomatik olarak durdurur.

Kaydırarak Uygulama modu



Lumea Comfort daha rahat ve kesintisiz bir uygulama iin kaydırma hareketi saėlar.

En k  k ve en hafif Lumea

Philips Lumea Comfort, Lumea  r n yelpazesindeki en k  k ve en hafif cihazdır. Tutması ve uygulama yapmak istediėiniz t m alanlara ulařması kolaydır.

Yedek para gerekmez



Philips Lumea Comfort, kutusundan ıkarın ıkarılmaz kullanabileceėiniz eksiksiz bir  z md r. Daha da  nemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.

Teknik zellikler

Gç

Gerilim: 100-240 V

Servis

Garanti: Dnya apında 2 yıl garanti

Technical specifications

High performance lamp: 100.000'den fazla ışık darbesi

Application areas

Body areas: Kollar, Bacaklar, Kann, Bikini bölgesi, Koltuk altları

Face areas: ene, Favoriler, Dudak st

Items included

Instructions for use: Hızlı Bařlangı Kılavuzu, Kullanım kılavuzu

Adapter: 12 V / 1500 mA

Safety and adjustable settings

Integrated UV filter: Cildi UV ışınlarına karřı korur

5 light energy settings: Cilt tipinize gre ayarlanabilir

Integrated safety system: İstenmeyen atıřları önler

Skin Tone sensor: Cilt tonunuzu algılar

Application time

Alt bacak: 11 dk

Armpit: 1,5 dk

Bikini line: 1,5 dk

Face areas: 2,5 dk

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Kolay hareket etmek iin

Adım Adım Uygula: Kıvrımlı blgelerde uygulama iin

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu

