


PHILIPS

 Product Picture

Фотоэпилятор IPL для
удаления волос

Lumea Essential

Для лица и тела

Обработка голени занимает
10 минут

<gt/> 200 000 вспышек, чехол

С датчиком SmartSkin

BRI863/00

Простое решение для удаления волос надолго

Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.

Удаление волосков на длительный период с помощью технологии IPL

- Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке
- Гладкая кожа каждый день
- Эффективная эпиляция без усилий
- Подходит для разных типов волос и кожи

Безопасное и эффективное воздействие в областях лица и тела

- Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах
- Датчик цвета кожи
- Для простого и комфортного использования
- На 50 % быстрее для сокращения времени обработки*
- Бережное воздействие
- Пять настроек интенсивности светового импульса

Максимум свободы, минимум проблем

- Режим "Slide and Flash" для удобства использования
- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

Основные особенности

Технология IPL




В основе работы фотозпилятора Philips Lumea лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет компания Philips проводила испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.

Гладкая кожа каждый день



Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

Эффективная эпиляция без усилий



Клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере


необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы

Типы волос и кожи



Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотозпиляторы, Philips Lumea HE эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также прибор HE подходит для темной кожи.

Области применения



С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.

Датчик цвета кожи



Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик в целях безопасности определяет оттенок кожи на обрабатываемом

участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.

5 настроек интенсивности вспышки



Фотозпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотозпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

Датчик SmartSkin

Philips Lumea Essential определяет оттенок кожи и дает рекомендации по выбору подходящей настройки интенсивности вспышки

На 50 % быстрее*

Большое окошко разработано специально для быстрой обработки и улучшенной видимости*

Бережное воздействие

Бережный уход за кожей.

Режим "Slide and Flash"



Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.

Характеристики

Области применения

Участки тела: Руки, Ноги, Живот, Область бикини, Область подмышек

Участки лица: Подбородок, Бакенбарды, Верхняя губа

Безопасность и регулируемые настройки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

5 настроек мощности света: Выбор настройки в зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Датчик оттенка кожи: Определяет оттенок кожи

Режим применения

Подача вспышек при скольжении: Для удобного использования

Проводной / беспроводной режим работы: Проводные

Подача вспышек при прижатии: Для сложных в обработке участков

Мощность

Напряжение: 100–240 В

Технические характеристики

Высокоэффективная лампа: Обеспечивает <gt/> 200 000 вспышек

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года

В комплекте

Инструкция по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

Хранение: Чехол

Адаптер: 12 В/550 мА, 400 В/60 Вт

Время эксплуатации

Голень: 5 мин.

Подмышечная впадина: 1 мин.

Линия бикини: 1 мин.

Участки лица: 1 мин.

