

# PHILIPS

IPL-  
hårborttagningsenhet

Lumea IPL 7000  
Series

5 manuella  
intensitetsinställningar

3 tillbehör: kropp, ansikte,  
bikiniområde

Lumea IPL-appen

Användning med sladd



SC1999/00



## Fantastiska resultat, fantastiskt värde

Få tolv månader hårfri och len hud\*

Få hårfri och len hud med vår Lumea IPL i 7000-serien. Behandlingarna är skonsamma och effektiva med tillbehör för varje kroppsdel.

### Skonsam och effektiv för len hud som varar länge

- Snabba resultat med behandlingar endast varannan vecka
- Utvecklad i samarbete med dermatologer för att vara enkel och effektiv
- Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

### Komplett lösning för ansikte och kropp

- Komplett lösning för ansikte och kropp med tre tillbehör
- Passar en mängd olika hudtoner och hårfärger

### Anpassad IPL-hårborttagningsbehandling

- Hudtonssensor och fem intensitetsinställningar
- Optimera din rutin med Philips Lumea IPL-appen

# Funktioner

## Två gånger i månaden för snabba resultat




Kom igång med den inledande fasen med endast fyra behandlingar varannan vecka – det är hälften så många behandlingar som med andra varumärken. Gör sedan uppräschningar varje månad för att bibehålla resultaten.

## Hudtonssensor



Välj bland fem intensitetsinställningar för en behaglig upplevelse: Hudtonssensorn förhindrar att du behandlar hudområden som är för mörka för IPL-behandling.

## Extra lång sladd




Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

## Tre olika tillbehör



Olika huvuden för kropp, ansikte och bikiniområdet arbetar snabbt och precist för skonsam användning, även i känsliga områden. Ansiktstillbehöret har ett inbyggt ljusfilter för precis behandling.


## Utvecklad i samarbete med dermatologer



Som ledare inom medicinsk teknik har Philips utvecklat Lumea IPL tillsammans med dermatologer för enkel och effektiv


användning hemma. Lumea IPL har utvecklats utifrån teknik som används på professionella skönhetsalonger och ger en skonsam behandling, även i känsliga områden.

## Philips Lumea IPL-appen



Vår kostnadsfria instruktionsapp hjälper dig att planera och hålla dig till ditt behandlingsschema och vägleder dig sedan genom varje session steg för steg. Har laddats ned av fler än 2,1 miljoner användare.

## För många hud- och hårtyper



IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till medelbrun (I–IV).

# Specifikationer

## Säkerhet och justerbara inställningar

**Integrerat UV-filer:** Skyddar din hud från UV-ljus

**5 ljusenergiinställningar:** Justerbar för din hudtyp

**Integrerat säkerhetssystem:** Förhindrar oavsiktliga ljuspulser

## Programläge

**Dra och skicka ljuspuls:** För snabb användning

**Tryck och skicka ljuspuls:** För behandling på små områden

**Användning med eller utan sladd:** Användning med sladd

## Effekt

Användning med sladd

## Tekniska specifikationer

**Lampa med höga prestanda:** Gjord för att hålla, 250 000 ljuspulser, vilket motsvarar en lamplivslängd på 20 år\*\*

**Spänning:** 100–240 V

## Tillbehör

**Precisionstillbehör (2 cm<sup>2</sup>):** För säker användning på ansiktet

**Tillbehör för kroppsbehandling (4cm<sup>2</sup>):** För användning nedanför halsen

**Tillbehör för bikiniområdet (2 cm<sup>2</sup>):** Särskild behandling hår i bikinilinen

## Service

**Garanti:** 2 års global garanti + 1 extra års garanti vid produktregistrering inom 90 dagar

## Artiklar som ingår

**Bruksanvisning:** Användarhandbok

**Förvaring:** Skönhetsfodral

**Adapter:** 24 V/1500 mA

**Tillbehör:** Rengöringsduk

## Användningstid

**Bikini:** 4 min

**Underben:** 15 min

**Armhål:** 2,5 min.

**Bikinilinj:** 4 min.

**Områden i ansiktet:** 2 min

## Tekniska specifikationer, tillbehör

**Kroppsbehandling:** Fönsterstorlek: 4,0 cm<sup>2</sup>, Behandling för kroppen: ben, armar, mage och armhål

**Ansiktsbehandling:** Fönsterstorlek: 2 cm<sup>2</sup>, extra filter, Behandling för ansiktet: överläpp, haka och käklinje

**Tillbehör för bikiniområdet:** Fönsterstorlek: 2 cm<sup>2</sup>, Behandling för bikiniområdet

