

PHILIPS

Система удаления
волос IPL

Lumea

Только для тела

Обработка голеней занимает
15 минут

Срок службы >100 000 световых
импульсов

Беспроводной режим

SC2001/01



Предотвращает повторный рост волос

Система удаления волос IPL: гладкая кожа день за днем

Система удаления волос Philips Lumea предотвращает повторное появление волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.

Гладкость кожи надолго

- Гладкая кожа каждый день
- Эффективная эпиляция без усилий

Система удаления волос с технологией IPL

- Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке
- Типы волос и кожи

Действует бережно и эффективно. Подходит для чувствительной кожи.

- Пять настроек интенсивности светового импульса
- Области применения

Максимум свободы, минимум проблем

- Удобный беспроводной режим работы
- Запасные части не требуются

Основные особенности

Гладкость кожи надолго



Philips Lumea мягко удаляет волосы при помощи технологии светового импульса (IPL), воздействующего на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост прекращается. Регулярное проведение фотоэпиляции гарантирует идеальную гладкость кожи надолго.

Эффективная эпиляция без усилий



Проведенные нами клинические исследования показали, что после двух сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается. Оптимальный результат достигается после четырех-пяти процедур при выполнении процедуры раз в две недели. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру каждые 4–6 недель — интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

Технология IPL



В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса под названием "Интенсивный световой импульс" (IPL),

которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием 1500 человек.

Мягкое воздействие



Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

Удобный беспроводной режим работы



Уникальная беспроводная конструкция прибора Lumea идеально подходит для обработки любых участков тела в удобном для вас месте.

Запасные части не требуются



Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.

Области применения



Прибор подходит для удаления волос на теле ниже шеи для следующих зон: ноги, подмышечная область, линия бикини, руки и живот.

Типы волос и кожи



Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также Philips Lumea НЕ подходит для очень темной кожи.

Характеристики

Области применения

Участки тела: Ноги, Руки, Область подмышек, Живот, Область бикини

Безопасность и регулируемые настройки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

5 настроек мощности света: Выбор настройки в зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Режим работы

Режим "Step and Flash": Для сложных в обработке участков

Проводной / беспроводной режим работы: Беспроводные

Мощность

Напряжение: 100–240 В

Время зарядки: 100 мин.

Время работы: Мин. 320 вспышек

Технические характеристики

Высокоэффективная лампа: Обеспечивает <gt/> 80 000 вспышек

Насадки

Насадка для тела (3 см2): Для обработки областей ниже шеи

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года

В комплекте

зарядное устройство: Универсальное зарядное устройство

Инструкция по эксплуатации: Демонстрационный DVD-диск, Краткое руководство, Инструкция по эксплуатации

Хранение: Чехол

Время эксплуатации

Голень: 8 мин.

Подмышечная впадина: 1 мин.

Линия бикини: 1 мин.

