

PHILIPS

Mascarilla

InnoSpire Go

Pediátrica mediana

Mascarilla con sellado cómodo

Para usar con InnoSpire Go

HH1344



Ayuda a la administración del tratamiento

Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda*. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Tecnología de sellado cómodo

- Facilita la terapia

Se adapta cómodamente al rostro

- Con tecnología de sellado cómodo**

Destacados

Facilita la terapia

Para los niños que encuentren dificultades a la hora de utilizar la boquilla, las mascarillas facilitan el tratamiento.

Se adapta cómodamente al rostro**

La mascarilla tiene un contorno que se adapta suavemente al rostro, por lo que requiere que se aplique una presión mínima.

Especificaciones

Contenido del embalaje

Include: Medium LiteTouch Mask

Detalles del producto

Packaging size: 60mm x 72mm x 87mm

Packaged weight: 50g

Materiales: Polycarbonate (PC) silicone, Polyester, Silicone

Garantía: 1 year

Product details

LiteTouch mask: For use with InnoSpire Go

Size: Pediatric medium

