

# PHILIPS

Aparat IPL za  
odstranjevanje dlak

Lumea IPL 7000  
Series

5 ročnih nastavitev intenzivnosti

2 nastavka: telo, obraz

Aplikacija Lumea IPL

Uporaba s kablom

SC1997/00



## Odlični rezultati, ugodna cena

Uživajte v gladki koži brez dlavic kar 12 mesecev\*

Za gladko kožo brez dlavic uporabljajte aparat Lumea IPL serije 7000. Tretmaji so zaradi prilagojenih nastavkov za posamezne predele telesa nežni in učinkoviti.

### Nežno in učinkovito za dolgotrajno gladko kožo

- Za hitre rezultate sta dovolj samo 2 tretmaja mesečno
- Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost
- Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmaji

### Celovita rešitev za obraz in telo

- Celovita rešitev za obraz in telo z 2 nastavkoma
- Primerno za širok razpon odtenkov kože in dlavic

### Prilagojen tretma za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Senzor odtenka kože in 5 nastavitev intenzivnosti
- Izboljšajte izvajanje tretmaja z aplikacijo Philips Lumea IPL

## Značilnosti

### 2 tretmaja na mesec za hitre rezultate




Vsaka 2 tedna za začetek – to je pol manj tretmajev v primerjavi z aparati drugih znamk. Sledijo hitra urejanja samo enkrat na mesec. To je vse. Tretma spodnjih delov nog traja 15 minut.

### Senzor barve kože



Izberite eno od 5 nastavitvev intenzivnosti za udobno izkušnjo. Senzor odtenka kože preprečuje, da bi tretma IPL izvajali na predelih kože, ki so pretemni za to.

### Zelo dolg kabel




Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več manevrskega prostora.

### 2 namenska nastavka



Z različnima glavama za telo in obraz lahko delate hitro in natančno ter obenem nežno do kože, tudi na občutljivih predelih. Nastavek za obraz ima vgrajen svetlobni filter za natančen tretma.


### Razvito v sodelovanju z dermatologi



Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z

dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

### Aplikacija Philips Lumea IPL



Naša brezplačna aplikacija za vadbo vam pomaga načrtovati tretmaje in držati se rasporeda, nato pa vas vodi od koraka do koraka skozi posamezen tretma. Preneslo jo je že več kot 2,1 milijona uporabnikov.

### Za številne vrste kože in dlačic



Tehnologija IPL izkorišča kontrast med pigmentom v odtenku dlačic in pigmentom v odtenku kože, zato najbolje deluje na naravno temnih dlačicah svetle, rjave in črne barve ter na odtenkih kože od svetlega do srednje rjavega (I-IV).

# Specifikacije

## Varnost in prilagodljive nastavitve

**Vgrajen UV-filtr:** Kožo varuje pred UV-svetlobo

**5 nastavitve svetlobne energije:** Prilagodljivo glede na vrsto kože

**Vgrajeni varnostni sistem:** Preprečuje nenamerno osvetljevanje

## Način uporabe

**Pomik in osvetlitev:** Za hitro uporabo

**Žična/brezžična uporaba:** Uporaba s kablom

**Pritisni in osvetli:** Za uporabo na manjših predelih

## Napajanje

Uporaba s kablom

## Tehnične specifikacije

**Visokozmogljiva sijalka:** Zdržljivo zasnovano za 250.000 osvetlitev, kar je enakovredno 20-letni življenjski dobi sijalke\*\*

**Napetost:** 100–240 V

## Nastavki

**Natančni nastavek (2 cm<sup>2</sup>):** Za varno uporabo na obrazu

**Nastavek za telo (4 cm<sup>2</sup>):** Za uporabo pod vratom

## Servis

**Garancija:** 2 leti globalne garancije in 1 dodatno leto garancije ob registraciji izdelka v roku 90 dni

## Priloženi predmeti

**Navodila za uporabo:** Uporabniški priročnik

**Shranjevanje:** Kozmetična torbica

**Napajalnik:** 24 V/1500 mA

**Nastavek:** Čistilna krpica

## Čas uporabe

**Spodnji del noge:** 15 min

**Pazduhe:** 2,5 min

**Predel bikinija:** 4 min

**Deli obraza:** 2 min

## Tehnični podatki za nastavke

**Nastavek za telo:** Velikost okenca: 4,0 cm<sup>2</sup>,

Tretma telesa: noge, roke, trebuh in pazduhe

**Nastavek za obraz:** Velikost okenca: 2 cm<sup>2</sup>, dodaten filter, Tretma obraza: zgornja ustnica, brada in predel čeljusti

