

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Prestige

Zur Anwendung am Körper

15 Minuten für beide
Unterschenkel

<gt/> 250.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design

SC2005/00



Langanhaltend glatte Haut ohne Haare*

Philips Lumea Prestige ist das effektivste kabellose IPL-Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam
- Für eine sichere und effektive Verwendung zu Hause
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Sanft und effektiv, selbst bei empfindlicher Haut

- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung
- Sanfte Behandlung

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Kabelloser Komfort
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung
- Lumea Prestige verfügt über eine luxuriöse Tasche


Besonderheiten

IPL-Technologie




Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von 14 Tagen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem

Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

Geeignete Haar- und Hauttypen




Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

Anwendungsgebiete



Körperhaar an Körperpartien unterhalb des Halses effektiv entfernen: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

Schnelle Anwendung an den Beinen




Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung an großen Körperpartien, wie z. B. Beinen

Sanfte Behandlung



Sanft zu Ihrer Haut.

Kabelloser Komfort



Dank des einzigartigen kabellosen Designs des Lumea bietet dieser maximale Reichweite und einfache Bedienung.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

"Slide and Flash"-Modus



Hauptanwendungsmodus ermöglicht gleitende Bewegung für eine komfortablere und gleichmäßige Anwendung.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für komfortable Anwendung

Mit Kabel/kabellos: Kabellos

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Leistung

Ladezeit: 100 Min.

Stromspannung: 100–240 V

Betriebszeit: Mindestens 370 Blitze

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet <gt/> 250.000 Lichtimpulse

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Ladegerät: Multispannungs-Ladegerät

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Hochwertige Aufbewahrungstasche

Zubehör: Reinigungstuch

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8 Min.

Achselhöhle: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

