

# PHILIPS

Dispositivo de  
depilación IPL

Lumea Prestige

Para uso corporal, facial y bikini

15 minutos para las pantorrillas

Más de 250.000 pulsaciones

Diseño inalámbrico

SC2009/00



## Siéntete siempre libre de vello\*

Philips Lumea Prestige es la solución con tecnología de luz pulsada intensa sin cable más eficaz. Hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial y corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

### Eliminación duradera del vello gracias a la tecnología IPL

- Disfruta de una piel suave cada día
- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

### Suave y efectivo en el cuerpo, rostro y área del bikini

- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Accesorio para un tratamiento facial seguro
- Ventana de tratamiento amplia para una aplicación rápida
- Accesorio para el tratamiento especializado del vello del área del bikini
- Tratamiento delicado

### Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable


# Destacados

## Tecnología LPI



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 voluntarias.

## Disfruta de una piel suave cada día



Philips Lumea aplica gentiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Si se repite el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto.

## Resultados garantizados sin esfuerzo

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El

tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

## Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es eficaz cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para pieles muy oscuras.

## Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, área del bikini, vientre y brazos).

## Tratamiento rápido en las piernas



Ventana de tratamiento grande para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

## Seguridad adicional para el rostro



El accesorio facial cuenta con un filtro de luz integrado, diseñado especialmente para un uso seguro y conveniente en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras áreas sensibles del cuerpo, como por ejemplo en las axilas y en otras áreas difíciles de alcanzar.

## Accesorio para el área del bikini



Accesorio para el área del bikini para un tratamiento efectivo del vello de esta área. El vello en esta área normalmente es más resistente y grueso que el vello de las piernas.

## Tratamiento delicado



Suave con tu piel.

# Especificaciones

## Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

## Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

## Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 250,000 pulsos

## Áreas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas del rostro: Barbilla, Patillas, Labio superior

## Archivos adjuntos

Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Accesorio para el área del bikini (2 cm<sup>2</sup>):

Tratamiento especial para el vello del área del bikini

## Attachments

Accesorio facial (2 cm<sup>2</sup>): Para aplicación segura en el rostro

## Elementos incluidos

Cargador: Cargador multivoltaje

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Bolso de lujo

Accesorio: Paño de limpieza

## Power

Tiempo de carga: 100 min.

Tiempo de funcionamiento: Mínimo de 370 pulsos

## Seguridad y configuraciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

## Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1 min

## Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Uso con y sin cables: Inalámbrico

Estampe y dispare: Para el tratamiento de zonas curvas

