

PHILIPS

 Product Picture

Warmluftbefeuchter

DreamStation Go

Einer der dünnsten
Reisebefeuchter¹

Mit Leitungs- oder abgefülltem
Wasser³

Wassersparende Technologie

Mit allen beliebigen Masken
kompatibel²

HH1531/04

Intelligente Befeuchtung. Die ganze Nacht.

Sie müssen unterwegs nicht auf den Komfort der Warmluft-Befeuchtung verzichten. Mit wassersparender Technologie, der praktischen Möglichkeit zur Verwendung von Leitungswasser und einem kompakten Design können Sie die Warmluft-Befeuchtung auch auf Ihren Reisen genießen.

Warmluftbefeuchter

- Verwenden Sie Ihre Lieblingsmaske
- Verwendung auch mit Leitungswasser³
- Gleichmäßiger Wasserverbrauch für komfortablen Schlaf
- Intelligente Befeuchtung. Die ganze Nacht.
- Einfacher Transport durch leichtes und kompaktes Design

Besonderheiten

Leichtes Design

Mit dem DreamStation Go Warmluftbefeuchter ist das Packen ein Kinderspiel. Als einer der dünnsten Reise-Warmluftbefeuchter unter den führenden PAP-Marken³ kann er problemlos auf Reisen zu Land, Wasser oder in der Luft mitgenommen werden.

Verwendung auch mit Leitungswasser³



Dank der Möglichkeit zur Nutzung von Leitungs-, abgefülltem oder destilliertem Wasser³ ist es mit dem DreamStation Go Warmluftbefeuchter nicht mehr notwendig, sperrige und schwere Wasserkanister mitnehmen oder am Reiseziel nach destilliertem Wasser zu suchen. So können Sie ohne schweres Gepäck verreisen und dennoch den gleichen Komfort wie bei der Warmluftbefeuchtung zuhause genießen.

Überwachung und Anpassung der Therapie

Die wassersparende Technologie der DreamStation Go ermöglicht durch aktive Überwachung der Umgebungsbedingungen und Therapieeinstellungen eine automatische Anpassung der Feuchtigkeitszufuhr, um die Warmluftbefeuchtung⁴ bei aktivierter Zielzeit die ganze Nacht lang zu ermöglichen. Und falls Sie den Befeuchter einmal nicht ausreichend füllen oder das Auffüllen vergessen, verhindert

die Ausschaltfunktion unserer Heizplatten, dass Ihnen die restliche Nacht unangenehm trockene Luft zugeführt wird.

Wassersparende Technologie



Die wassersparende Technologie des DreamStation Go Warmluftbefeuchters passt sich an ganz unterschiedliche Umgebungsbedingungen an, sodass die ganze Nacht lang eine gleichmäßige Befeuchtung erfolgt.⁴ Wohin Sie Ihre Reise auch führt – Sie können dort den gleichen erholsamen Schlaf genießen, den Sie von zuhause gewohnt sind.

Mit allen Masken kompatibel



Wenn Sie eine Maske gefunden haben, mit der Sie sich wohl fühlen, möchten Sie auf Reisen natürlich nicht zu einer anderen Maske wechseln. Der DreamStation Go Warmluftbefeuchter kann mit allen von Ihnen bevorzugten Maskenmodellen verwendet werden, damit Sie auch unterwegs die Vorteile der Warmluftbefeuchtung mit Ihrer eigenen Maske genießen können.²

Daten

Befeuchter – Details

Größe: 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Gewicht: 344,7 g

Kapazität: 240 ml

Schlauchkapazität: Mikro-flexibler 12-mm-/15-mm-Schlauch oder Standard 22-mm-Schlauch

Wasserkapazität: Destilliertes, abgefülltes* und Leitungswasser

Humidifier usage while on Battery power: Nein

Garantie: 2 Jahre



* 1. Im Vergleich zu Transcend, HDM Z1, AirMini (bietet keinen Warmluftbefeuchter an), Devilbiss
* 2. Die DreamStation Go ist mit einem Universaladapter ausgestattet, der für alle Standardanschlüsse mit 22 mm AD geeignet ist.
* 3. In Regionen mit sehr hartem Wasser wird die Verwendung von destilliertem oder abgefülltem Wasser empfohlen.
* 4. Passt die Feuchtigkeitsabgabe an, wenn die Zielzeit für die Wassereinsparung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
* 5. Im Vergleich zu ResMed AirSense, AirStart; Devilbiss IntelliPAP 1 und IntelliPAP 2; Fisher & Paykel – SleepStyle, Icon