

# PHILIPS

IPL-  
hårfjerningssystem

Lumea Essential

Til brug på kroppen og i ansigtet

15 minutter for at behandle  
underbenene

Klinisk dokumenteret resultat

120 dages garanti med pengene  
tilbage

SC1996/00



## Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst for glat hud derhjemme

Slip for irriteret hud og stikkende stubbe – Lumea IPL reducerer hårgenvækst og giver dig blød hud i op til 8 uger!  
Lumea IPL Comfort – en lille og letanvendelig IPL-løsning til både ansigt og krop.

### Nem at anvende

- Slide and Flash-tilstand for nemmere anvendelse
- Justerbar i forhold til din hudtype
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter

### Glathed, der holder længe

- Nyd glat hud hver dag
- Problemfri og effektiv

### Hårfjernelse med IPL-teknologi

- Tilpasset til sikker og effektiv brug i hjemmet

### Sikker, hurtig og effektiv på kroppen og i ansigtet

- 5 justerbare lysenergi-indstillinger
- Integreret hudfarvesensor, der giver ekstra sikkerhed
- Præcisionstrimmeren giver ekstra sikkerhed i ansigtet
- Kropstrimmer: Hurtig behandling (15 min. for 2 underben)

# Vigtigste nyheder

## Nyd glat hud hver dag



Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

## Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst.

## IPL-teknologi

Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 frivillige.

## Stor kropstrimmer, 4 cm<sup>2</sup>



Stor kropstrimmer giver mulighed for hurtigere behandling på store områder som f.eks. benene.

## Præcisionstrimmer, 2 cm<sup>2</sup>

Det ekstra, integrerede lysfilter gør det muligt at bruge den til sikker behandling af ansigtshår på overlæben, hagen, kinderne og andre følsomme områder.

## Velegnede hår- og hudtyper

Geeignete Haar- und Hauttypen / Types de peau et de poils adaptés		Der integrerte Hautsensoren kontrollerer den enkelte Haarfarve og Lysfilteret beskytter de følsomme områder på ansigtet og på andre følsomme områder.				
Haarfarve / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
1	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●
9	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●
11	●	●	●	●	●	●
12	●	●	●	●	●	●
13	●	●	●	●	●	●
14	●	●	●	●	●	●
15	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●
17	●	●	●	●	●	●
18	●	●	●	●	●	●
19	●	●	●	●	●	●
20	●	●	●	●	●	●
21	●	●	●	●	●	●
22	●	●	●	●	●	●
23	●	●	●	●	●	●
24	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●
26	●	●	●	●	●	●
27	●	●	●	●	●	●
28	●	●	●	●	●	●
29	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●
31	●	●	●	●	●	●
32	●	●	●	●	●	●
33	●	●	●	●	●	●
34	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●
36	●	●	●	●	●	●
37	●	●	●	●	●	●
38	●	●	●	●	●	●
39	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●
41	●	●	●	●	●	●
42	●	●	●	●	●	●
43	●	●	●	●	●	●
44	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●
46	●	●	●	●	●	●
47	●	●	●	●	●	●
48	●	●	●	●	●	●
49	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●

● Dieses Produkt ist für Sie geeignet  
Ce produit vous convient

× Dieses Produkt ist für Ihren Haut- und Haarart nicht geeignet  
Ce produit est inadapté à votre couleur de peau et à votre type de poils  
Folien bitte beachten!

Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til mørk hud.

## Hudfarvesensor

For at yde ekstra sikkerhed måler den integrerede hudfarvesensor den behandlede hud farve ved begyndelsen af hver


behandling og af og til under behandlingen. Hvis den registrerer en hudfarve, som er for mørk for Lumea Essential, hører den automatisk op med at udsende impulser.

## Slide and Flash-tilstand



Den primære anvendelsestilstand gør det muligt med glidende bevægelser. Det er mere bekvemt og gør anvendelsen mere flydende.

## 5 lysenergiindstillinger



Philips Lumea har 5 justerbare lysenergiindstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

## Ingen udskiftelige dele

Philips Lumea er en komplet løsning, der leveres klar til brug, og du skal hverken bruge udskiftelige pærer eller gel.

# Specifikationer

## Anvendelsesområder

**Body areas:** Arme, Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler

**Face areas:** Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**Integreret UV-filer:** Beskytter huden mod UV-lys

**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til din hudtype

**Integreret sikkerhedssystem:** Undgå utilsigtede blink

**Hudfarvesensor:** Registrerer din hudfarve

## Programtilstand

**Ledningsbaseret/ledningsfri brug:** Med ledning

## Strøm

**Voltage:** 100-240 V

**Brug med ledning**

## Tekniske specifikationer

**High performance lamp:** Giver > 100.000 blink

## Tilbehør

**Præcisionstilbehør (2 cm<sup>2</sup>):** Til brug under øjnene

**Kropstilbehør (4 cm<sup>2</sup>):** Til brug fra halsen og nedefter

## Service

**Garanti:** 2 års global reklamationsret

## Medfølgende dele

**Instructions for use:** Lynhåndbog,

Brugervejledning

**Opbevaring:** Etui

**Adapter:** 24 V/1500 mA

## Anvendelsestid

**Underben:** 8 min.

**Slide and Flash:** Til praktisk anvendelse

**Armhule:** 1 min.

**Bikini line:** 1 min.

**Face areas:** 1 min.

