

PHILIPS

IPL - langtidsholdbar
hårfjerning

Lumea IPL 7000
Series

Hårfri hud i op til 12 måneder

Stort behandlingsvindue 4 cm²

Ekstra sikkerhedsfilter til ansigtet

Hudtonesensor

SC1997/00



Lumea IPL Advanced - glat og hårfri hud i op til 12 måneder!

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud*

Philips Lumea IPL Advanced er en hurtig og effektiv IPL-model for dig, som ønsker at fjerne uønsket hårvækst på kroppen og i ansigtet. IPL (Intense Pulsed Light) reducerer hårvæksten med op til 75 % allerede efter fire behandlinger. For et langvarigt resultat bør behandlingen gentages hver fjerde til hver ottende uge. Denne model har et ekstra tilbehør, som er specielt tilpasset til behandling af uønsket hårvækst i ansigtet.

Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Hurtige resultater med behandlinger kun hver 2. uge
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv
- Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 2 tilbehørsdele
- Velegnet til en lang række hudfarver og hårfarver

Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen

Vigtigste nyheder

2x om måneden for hurtige resultater




Kom i gang med den indledende fase med 4 behandlinger kun hver 2. uge – det er halvt så mange behandlinger som andre mærker. Derefter skal du blot følge op hver måned for at bevare resultatet.

Hudfarvesensor



Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.

Ekstra langt kabel




Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvrerdygtighed.

2 dedikerede tilbehørsdele



Forskellige hoveder til arbejde på kroppen og i ansigtet med hastighed og præcision til skånsom brug, selv på sensitive områder. Ansigtstilbehøret har et integreret lysfilter, som giver præcis behandling.


Udviklet i samarbejde med dermatologer



Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem,

effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

Philips Lumea IPL-appen



Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

Til mange hud- og hårtyper

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mellembrown (I-IV).

Specifikationer

Tekniske specifikationer for tilbehør

Kropstilbehør: Vinduesstørrelse: 4,0 cm²,
Behandling af kroppen: ben, arme, mave og
under armene

Ansigtstilbehør: Vinduesstørrelse: 2 cm², ekstra
filter, Behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og
kæbelinje

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filter: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din
hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgår utilsigtede
blink

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Brug med
ledning

Strøm

Brug med ledning

Tekniske specifikationer

Højeffektivt lys: Bygget til at holde, 250.000
blink, svarende til 20 års pærelevetid**

Spænding: 100-240 V

Tilbehør

Præcisionstilbehør (2 cm²): For sikker anvendelse
i ansigtet

Kropstilbehør (4 cm²): Til brug fra halsen og
nedefter

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti
ved produktregistrering inden for 90 dage

Medfølgende dele

Brugervejledning: Brugervejledning

Opbevaring: Skønhedsetui

Adapter: 24 V/1500 mA

Tilbehør: Renseklud

Anvendelsestid

Underben: 15 min.

Under armene: 2,5 min.

Bikininlinje: 4 min

Ansigtsområder: 2 min



* Mediane hårreduktioner efter 12 behandlinger: 86 % på
underben

* * Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på
underbenene, i bikinilinen, under armene og i ansigtet.
Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års
verdensomspændende reklamationsret.