

PHILIPS

**IPL – langtidsholdbar
hårfjerning**

Lumea Prestige

Hårfri hud i op til 8 uger

Undgå irriteret hud

Stort behandlingsvindue 4 cm²

Ekstra filter til ansigt og
bikininlinje

SC2009



Lumea IPL Prestige – glat og hårfri hud i op til 8 uger!

Philips Lumea IPL Prestige er en ledningsfri, hurtig og effektiv IPL-model for dig, som ønsker at fjerne uønsket hårvækst på kroppen og i ansigtet. IPL (Intense Pulsed Light) reducerer hårvæksten med op til 75 % allerede efter fire behandlinger. For et langvarigt resultat bør behandlingen gentages hver fjerde til hver ottende uge. Denne model har et ekstra tilbehør, som er specielt tilpasset til behandling af uønsket hårvækst i ansigtet samt et ekstra effektivt filter til behandling af bikiniområdet.

Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- Nyd glat hud hver dag
- Effektiv uden besvær
- Tilpasset til sikker og effektiv brug i hjemmet
- Velegnede til en lang række hår- og hudtyper

Mild og effektiv på kroppen, i ansigtet og i bikininlinjen

- Sikker og effektiv selv på følsomme steder
- Stort behandlingsvindue giver hurtig anvendelse
- Ansigtstilbehør til sikker ansigtsbehandling
- Tilbehør til specialbehandling af hår i bikininlinjen
- Skånsom behandling

Maksimal frihed, minimalt besvær

- Trådløs komfort
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter
- Fem justerbare lysenergiindstillinger


Vigtigste nyheder

IPL-teknologi



Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 frivillige.

Nyd glat hud hver dag



Philips Lumea anvender skånsomme lyspulser mod hårrøden. Som følge heraf reduceres mængden af hår, der vokser på kroppen, gradvist. Ved gentagne behandlinger bliver din hud smukt fri for hår og blød at røre ved.

Effektiv uden besvær

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Vores kliniske undersøgelser har vist en markant hårreduktion på helt ned til fire behandlinger med 14 dages mellemrum, som resulterer i glat hud uden hår. For at bevare disse resultater skal du blot gentage

behandlingen, når det er nødvendigt. Tiden mellem behandlingerne kan variere afhængigt af din individuelle hårvækst. – Klik på billedet i billedgalleriet øverst på denne side for at forstørre det.

Velegnede hår- og hudtyper



Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til meget mørk hud.

Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til at fjerne hår fra ansigtet (overlæben, hagen og bakkenbarter) og fra områder på kroppen, herunder benene, armhulerne, bikinilinen, maven og armene.

Hurtig behandling på ben



Stort behandlingsvindue giver hurtig anvendelse på store områder som f.eks. ben.

Ekstra sikkerhed til ansigtet



Ansigtstilbehøret er udstyret med sit eget, specielt designede, integrerede lysfilter, der giver sikker og komfortabel brug på overlæbe, hage og bakkenbarter. Det kan også anvendes på andre følsomme områder på kroppen, f.eks. i armhulerne og på steder, som er svære at nå.

Tilbehør til bikinilinen



Bikinilinetilbehør til effektiv fjernelse af hår i bikinilinen. Hår i dette område har en tendens til typisk at være stærkere og kraftigere end hår på benene.

Skånsom behandling



Skånsom mod din hud.

Specifikationer

Anvendelsesområder

Body areas: Arme, Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler

Face areas: Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filter: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Programtilstand

Slide and Flash: Til praktisk anvendelse

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Ledningsfri

Stamp and Flash: Til behandling på ujævne områder

Strøm

Voltage: 100-240 V

Opladningstid: 100 min.

Driftstid: Minimum 370 blink

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Giver > 250.000 blink

Tilbehør

Kropstilbehør (4 cm²): Til brug fra halsen og nedefter

Tilbehør til bikinilinen (2 cm²): Særlig behandling af hår i bikinilinen

Ansigtstilbehøret (2 cm²): For sikker anvendelse i ansigtet

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

Medfølgende dele

Oplader: Oplader til brug ved forskellige netspændinger

Instructions for use: Brugervejledning

Opbevaring: Luksusetui

Tilbehør: Renseklud

Anvendelsestid

Underben: 8 min.

Armhule: 1 min.

Bikini line: 1 min.

Face areas: 1 min.

