

# PHILIPS

IPL-  
hårfjerningssystem

Lumea

Kun til brug på kroppen

15 minutter for at behandle  
underbenene

Levetid <gt/> 100.000  
lysimpulser

Ledningsfrit design

SC2001/00



## Forebyg hårvækst

### IPL-hårfjerning: Nyd glat hud hver dag

Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem gør underværker for at forhindre ny hårvækst over hele kroppen. Via blide lysimpulser holder Philips Lumea IPL huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse.

#### **Glathed, der holder længe**

- Problemfri og effektiv
- Nyd glat hud hver dag

#### **Hårfjernelse med IPL-teknologi**

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv
- Velegnede hår- og hudtyper

#### **Blid og effektiv selv på følsom hud**

- 5 justerbare lysenergi-indstillinger
- Anvendelsesområder

#### **Maksimal frihed, minimalt besvær**

- Trådløs komfort
- Ingen udskiftelige dele

# Vigtigste nyheder

## Glathed, der holder længe



Philips Lumea påvirker håroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

## Problemfri og effektiv



Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun 2 behandlinger med 2 ugers mellemrum og optimale resultater efter 4-5 behandlinger med 2 ugers mellemrum. Resultatet vedligeholdes ved at gentage behandlingen med et par ugers mellemrum. Kliniske test viser, at de bedste resultater opnås ved at gentage behandlingen med 2-4 ugers interval eller længere alt efter, hvor meget hårvækst man har.

## IPL-teknologi



Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi,

der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 1.500 frivillige.

## Blid ved anvendelse



Philips Lumea har 5 justerbare lysenergi-indstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

## Trådløs komfort



Lumea's unikke trådløse design er perfekt til behandling af de områder, du ønsker, lige når det passer dig.

## Ingen udskiftelige dele



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea er en komplet løsning, der leveres klar til brug, og du skal hverken bruge udskiftelige pærer eller gel.

## Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til at fjerne hår fra alle kropszoner fra halsen og nedefter: ben, armhuler, bikiniområdet, arme og mave.

## Velegnede hår- og hudtyper



Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til meget mørk hud.

# Specifikationer

## Anvendelsesområder

**Body areas:** Ben, Arme, Armhuler, Mave, Bikinilinje

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**Integreret UV-filter:** Beskytter huden mod UV-lys

**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til din hudtype

**Integreret sikkerhedssystem:** Undgå utilsigtede blink

## Programtilstand

**Step and Flash:** Til behandling på ujævne områder

**Ledningsbaseret/ledningsfri brug:** Ledningsfri

## Strøm

**Voltage:** 100-240 V

**Opladningstid:** 90 min.

**Driftstid:** Min. 150 blink

## Tekniske specifikationer

**High performance lamp:** Giver <gt/> 50.000 blink

## Tilbehør

**Kropstilbehør (3 cm<sup>2</sup>):** Til brug fra halsen og nedefter

## Service

**Garanti:** 2 års global reklamationsret

## Medfølgende dele

**Oplader:** Oplader til brug ved forskellige netspændinger

**Instructions for use:** Demo-DVD, Lynhåndbog, Brugervejledning

**Opbevaring:** Etui

## Anvendelsestid

**Underben:** 8 min.

**Armhule:** 1 min.

**Bikini line:** 1 min.

