

# PHILIPS

 Product Picture

Фотоэпилятор IPL для  
удаления волос

Lumea Essential

Для лица и тела

Обработка голени занимает  
10 минут

<gt/> 200 000 вспышек, чехол

С датчиком SmartSkin

BRI863/00

## Простое решение для удаления волос надолго

Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.

### Удаление волосков на длительный период с помощью технологии IPL

- Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке
- Гладкая кожа каждый день
- Эффективная эпиляция без усилий
- Подходит для разных типов волос и кожи

### Безопасное и эффективное воздействие в областях лица и тела

- Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах
- Датчик цвета кожи
- Для простого и комфортного использования
- На 50 % быстрее для сокращения времени обработки\*
- Бережное воздействие
- Пять настроек интенсивности светового импульса

### Максимум свободы, минимум проблем

- Режим "Slide and Flash" для удобства использования
- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов


# Особенности

## Технология IPL




В основе работы фототрипилятора Philips Lumea лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет компания Philips проводила испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.

## Гладкая кожа каждый день



Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

## Эффективная эпиляция без усилий



Клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере

необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы

## Типы волос и кожи



Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фототрипиляторы, Philips Lumea HE эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также прибор HE подходит для темной кожи.

## Области применения



С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.


## Датчик цвета кожи



Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик в целях безопасности определяет оттенок кожи на обрабатываемом

участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.

## 5 настроек интенсивности вспышки



Фототрипилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фототрипилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

## Датчик SmartSkin

Philips Lumea Essential определяет оттенок кожи и дает рекомендации по выбору подходящей настройки интенсивности вспышки

## На 50 % быстрее\*

Большое окошко разработано специально для быстрой обработки и улучшенной видимости\*

## Бережное воздействие

Бережный уход за кожей.

## Режим "Slide and Flash"



Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.

# Характеристики

## Области применения

**Участки тела:** Руки, Ноги, Живот, Область бикини, Область подмышек

**Участки лица:** Подбородок, Бакенбарды, Верхняя губа

## Безопасность и регулируемые настройки

**Встроенный УФ-фильтр:** Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

**5 настроек мощности света:** Выбор настройки в зависимости от типа кожи

**Встроенная система безопасности:** Предотвращает случайные вспышки

**Датчик оттенка кожи:** Определяет оттенок кожи

## Режим применения

**Подача вспышек при скольжении:** Для удобного использования

**Проводной / беспроводной режим работы:** Проводные

**Подача вспышек при прижатии:** Для сложных в обработке участков

## Мощность

**Напряжение:** 100–240 В

## Технические характеристики

**Высокоэффективная лампа:** Обеспечивает <gt/> 200 000 вспышек

## Обслуживание

**Гарантия:** Международная гарантия сроком на 2 года

## В комплекте

**Инструкция по эксплуатации:** Инструкция по эксплуатации

**Хранение:** Чехол

**Адаптер:** 12 В/550 мА, 400 В/60 Вт

## Время эксплуатации

**Голень:** 5 мин.

**Подмышечная впадина:** 1 мин.

**Линия бикини:** 1 мин.

**Участки лица:** 1 мин.

